



# Geräte und Zubehör Systems and Accessories

megaTRON S4 HPS

endoTRON 532

xenoTRON III

Solea



**Geuder**<sup>®</sup>  
Germany



© 2025 Geuder AG. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Broschüre darf, auch auszugsweise, in keiner Form (Druck, Mikrofilm, oder in irgendeinem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der **Geuder AG** reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Zu widerhandlungen und Verstöße gegen das Urheberrecht werden strafrechtlich verfolgt.

**Geuder** behält sich Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vor. Für die Richtigkeit jeder einzelnen Angabe kann keine Gewähr übernommen werden.

Einige Produkte von **Geuder** können in bestimmten Ländern, in denen die Produkte noch keine Prüfungs- und/oder klinische und/oder Marktzulassung erhalten haben, nicht zum Verkauf angeboten werden. Bitte kontaktieren Sie **Geuder** für weitere Informationen.

Illustrationen nicht maßstabsgerecht.

© 2025 Geuder AG. All rights reserved.

No part of this brochure may be reproduced in any form (print, microfilm, or any other process) or processed, duplicated, or distributed using electronic systems without the written permission of **Geuder AG**.

Any violation of the copyright will be prosecuted.

**Geuder** reserves the right to make changes to technical details in response to recent developments. **Geuder** does not assume liability for the accuracy of each individual statement.

Some **Geuder** products may not be available for sale in certain countries where the products have not yet received investigational and/or clinical and/or marketing approval.

Please contact **Geuder** for more information.

Illustrations not drawn to scale.

**Geräte**

Systems 7

**Fußschalter und Zubehör**

Foot Switches and Accessories 8

**Lichtquellen und Zubehör**

Light Sources and Accessories 9

**Lasersystem und Zubehör**

Laser System and Accessories 10

**Gerätewagen**

Equipment Carriages 11

**Infusionsständer**

Infusion Racks 12

**Schlauchsysteme**

Tubings 13

**Kassette**

Cassette 14

**Ultraschallhandgriffe**

Ultrasonic Handpieces 15

**Phakospitzen, wiederverwendbar**

Phaco Tips, Reusable 16

**Phakospitzen, steril**

Phaco Tips, Single-Use 20

**Spül- und Saughandgriffe, steril**

I/A Handpieces, Single-Use 22

**Spül- und Saughandgriffe,  
wiederverwendbar**

I/A Handpieces, Reusable 23

**Spül- und Saughandgriffe, koaxial,  
wiederverwendbar**

I/A Handpieces, Coaxial, Reusable 26

**Spül- und Saugkanülenhandgriffe,  
wiederverwendbar**

I/A Cannula Handpieces, Reusable 28

**Vitrektoren (Einfachschneide), steril**

Vitreous Cutters (Single Blade),  
Single-Use 30

**Vitrektoren (Doppelschneide), steril**

Vitreous Cutters (Double Blade),  
Single-Use 31

**Vitrektoren (Vierfachschneide), steril**

Vitreous Cutters (Quadruple Blade),  
Single-Use 32

**Luft-/ Flüssigkeitsaustausch, steril**

Air/ Fluid Exchange, Single-Use [34](#)

**Silikonölinjektion, steril**

Silicone Oil Injection, Single-Use [35](#)

**Silikonölinjektion, wiederverwendbar**

Silicone Oil Injection, Reusable [36](#)

**Silikonölexplantation,  
wiederverwendbar**

Silicone Oil Extraction, Reusable [37](#)

**Kanülen, steril**

Cannulas, Single-Use [38](#)

**Kanülen, wiederverwendbar**

Cannulas, Reusable [42](#)

**Diathermie-Instrumente**

Diathermy Instruments [53](#)

**Lasersonden**

Laser Probes [54](#)

**Lichtleiter**

Fiber Optics [56](#)

**Trokare**

Trocars [57](#)

**Sonstiges Zubehör**

Miscellaneous Accessories [58](#)

**Sterilisationscontainer und Adapter**

Sterilization Containers and  
Adapters [59](#)

**Verzeichnis der Artikelnummern**

Numerical Index [70](#)

**Impressum**

Editorial [72](#)





#### G-60000

##### megaTRON S4 HPS

Ophthalmologisches Gerätesystem für die Vorderabschnittchirurgie mit u.a. folgenden Funktionen:

- 15"-LED-Backlight-Touchscreen
- Ultraschallgenerator mit Flash/CoolFlash-Technologie
- Erstellung von individuellen Arztprofilen
- 2 separate Anschlüsse für Ultraschallhandgriffe
- I/A-Einheit mit Hybrid-Pumpensystem (Peristaltik- und Direct-Control-Pumpe)
- HF-Diathermie
- Interner Kompressor
- Pneumatische Vitrektomie mit bis zu 12.000 cpm

##### megaTRON S4 HPS

Ophthalmic system for anterior segment surgery with the following functions among others:

- 15" LED Backlight touch screen
- Ultrasound generator with Flash/CoolFlash technology
- Surgeon specific settings
- 2 separate connectors for ultrasonic handpieces
- I/A unit with hybrid pump system (Peristaltic- and Direct-Control pump)
- HF diathermy
- Internal compressor
- Pneumatic vitrectomy with up to 12,000 cpm

#### G-60001

Erweiterbar durch G-60001 zum Vorder- und Hinterabschnittgerätesystem mit u.a. folgenden Funktionen:

- endoTRON 532 Software Ansteuerung
- Luft-/ Flüssigkeitsaustausch
- Silikonölinjektion

Can be upgraded with G-60001 to a Combined anterior and posterior segment surgery system with the following functions among others:

- endoTRON 532 software control
- Air-/fluid exchange
- Silicone oil injection

#### G-60004

Aufrüstung megaTRON S4 auf megaTRON S4 HPS

Upgrade megaTRON S4 to megaTRON S4 HPS

# Geuder<sup>®</sup> Fußschalter und Zubehör

## Foot Switches and Accessories

|         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G-30544 | <b>Bluetooth Fusschalter</b><br>mit Druckpunktverstärkung<br>für megaTRON S4 und S4 HPS<br><br>inkl. G-30546<br><b>Backup Verbindungskabel</b><br>zur behelfsmäßigen<br>Verbindung des drahtlosen<br>Kombifußschalters | <b>Bluetooth Foot Switch</b><br>with high pressure point tension<br>for megaTRON S4 and S4 HPS<br><br>inkl. G-30546<br><b>Backup Connection Cable</b><br>for makeshift connection<br>of the wireless combination<br>footswitch |    |
| G-30545 | <b>Empfängermodul</b><br>für den drahtlosen<br>Kombifußschalter G-0544                                                                                                                                                 | <b>Receiver Module</b><br>for the wireless combination<br>foot switch G-30544                                                                                                                                                  |    |
| G-30546 | <b>Backup Verbindungskabel</b><br>zur behelfsmäßigen<br>Verbindung des drahtlosen<br>Kombifußschalters G-30544                                                                                                         | <b>Backup Connection Cable</b><br>for a makeshift connection<br>of the wireless combination<br>foot switch G-30544                                                                                                             | keine Abbildung<br>no Illustration                                                    |
| G-70005 | <b>Netzteil</b><br>für den drahtlosen<br>Kombifußschalter G-30544                                                                                                                                                      | <b>Power Supply</b><br>for the wireless combination<br>footswitch G-30544                                                                                                                                                      | keine Abbildung<br>no Illustration                                                    |
| G-70007 | <b>Trittschutz</b><br>für den drahtlosen<br>Kombifußschalter <b>G-30544</b>                                                                                                                                            | <b>Step Protection</b><br>for the wireless combination<br>foot switch <b>G-30544</b>                                                                                                                                           |  |
| G-30543 | <b>KombiFusschalter FS4 Ergo +</b><br>mit Druckpunktverstärkung<br>für megaTRON S3 und S4 HPS                                                                                                                          | <b>Combination Foot Switch FS4 Ergo +</b><br>with high pressure point tension<br>for megaTRON S3 and S4 HPS                                                                                                                    |  |
| G-61107 | <b>Trittschutz für Kombifußschalter FS4 (G-30543)</b><br>Aufrüstsatz für Kombination<br>megaTRON S4 HPS mit endoTRON                                                                                                   | <b>Step Protection for combination foot switch FS4 (G-30543)</b><br>upgrade kit for combination of<br>megaTRON S4 HPS with endoTRON                                                                                            |  |

## Geuder<sup>®</sup> Lichtquellen und Zubehör

### Light Sources and Accessories

G-26500

#### Solea

RGB LED Lichtquelle  
zur Endoillumination

#### Solea

RGB LED light source  
for endoillumination



G-26501

#### Displayfolie Solea

für kapazitive Touchscreens,  
zur Verwendung mit Solea  
Abmessungen 193 x 137 mm  
VPE 50, steril

#### Display foil Solea

for capacitive touchscreens,  
for use with Solea  
Dimensions 193 x 137 mm  
50 pcs. per box, sterile



G-26502

#### Zusatzablage

megaTRON-S4-HPS-Ablage  
für Solea RGB-LED-Lichtquelle

#### Top Rack

megaTRON S4 HPS rack  
for Solea RGB LED light source



G-26503

#### Zusatzablage

endoTRON-532-nm-Ablage  
für Solea-RGB-LED-Lichtquelle  
(in Kombination mit  
megaTRON S4 HPS)

#### Top Rack

endoTRON 532 nm rack  
for Solea RGB LED light source  
(in combination with  
megaTRON S4 HPS)



G-26033

#### xenoTRON III

Xenon-Lichtquelle zur  
Endoillumination  
mit Phototox Safeguard

#### xenoTRON III

Xenon light source for  
endoillumination  
with phototox safeguard



weiße Frontplatte

white frontpanel

G-60510

#### Zusatzablage

megaTRON-S4-HPS-Ablage  
für xenoTRON-III-Lichtquelle

#### Top Rack

megaTRON S4 HPS rack  
for xenoTRON III light source



# Geuder<sup>®</sup> Lasersystem und Zubehör

## Laser System and Accessories

|         |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| G-61100 | <b>endoTRON 532 nm</b><br>Ophthalmo-chirurgisches<br>Lasersystem für den Hinterabschnitt                                   | <b>endoTRON 532 nm</b><br>Lasersystem for ophthalmic surgery<br>for the posterior segment                                   |    |
| G-61101 | <b>Fussschalter</b><br>für endoTRON 532 nm<br>mit Trittschutz, Stand-Alone                                                 | <b>Foot Switch</b><br>for endoTRON 532 nm<br>with step-protection, Stand-Alone                                              |   |
| G-61102 | <b>Fernbedienung BT</b><br>für endoTRON 532 nm,<br>inkl. Netzteil (D)                                                      | <b>Remote Control BT</b><br>for endoTRON 532 nm,<br>incl. power supply (GER)                                                |  |
| G-61103 | <b>Mikroskop- und Spaltlampenfilter</b><br>permanent, für endoTRON 532 nm,<br>passend für Zeiss,<br>Möller-Wedel, Tomey SL | <b>Microscope- and Slitlamp Filter</b><br>permanent, for endoTRON 532 nm,<br>suitable for Zeiss,<br>Moeller-Wedel, Tomey SL | <b>keine Abbildung</b><br>no Illustration                                            |
| G-61108 | <b>Datenkabel</b><br>endoTRON 532 nm –<br>megaTRON S4 HPS Datenkabel                                                       | <b>Data Cable</b><br>endoTRON 532 nm –<br>endoTRON S4 HPS Data Cable                                                        | <b>keine Abbildung</b><br>no Illustration                                            |

**G-60600**

**Gerätewagen**

für megaTRON S4  
mit schwenkbarer Ablage  
(360 x 400 mm), 1 Schublade,  
4 Feststellbremsen, Kabelabweiser  
Gesamtmaße  
108 x 67 x 63 cm (H x B x T)

**Equipment Carriage**

for megaTRON S4  
with swing-out tray  
(360 x 400 mm), 1 drawer,  
4 brakes, cable guards,  
measurements  
108 x 67 x 63 cm (H x W x D)



**G-60680**

**Gerätewagen**

für megaTRON S Geräteserie  
mit ausziehbarer Ablage  
(360 x 491 mm),  
4 Feststellbremsen  
Gesamtmaße  
108 x 67 x 63 cm (H x B x T)

**Equipment Carriage**

for megaTRON S systems  
with pull-out tray  
(360 x 491 mm),  
4 brakes  
measurements  
108 x 67 x 63 cm (H x W x D)



# Geuder® Infusionsständer

## Infusion Racks

G-28640

**Infusionsständer mit Fußplatte**  
für Gerätewagen  
manuell höhenverstellbar

**Infusion Rack with Base**  
for equipment carriages  
manually adjustable



G-28650

**Infusionsständer**  
für Gerätewagen  
motorisch höhenverstellbar

**Infusion Rack**  
for equipment carriages  
motorized adjustable



G-28655

**Verlängerung**  
für Infusionsständer

**Extension**  
for infusion rack






|         |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|         | <b>Einmal-I/A-Schlauchsystem</b><br>für megaTRON S3 V, VIP, S4 HPS<br>mit Geuder Sicherheitskonnektor<br>VPE 20 Stück, steril | <b>Single-Use I/A Tubing System</b><br>for megaTRON S3 V, VIP, S4 HPS<br>with Geuder safety-connector<br>20 pcs. per box, sterile | ⊗ |
| G-30114 | <b>Einmal-I/A-Schlauchsystem</b>                                                                                              | <b>Single-Use I/A Tubing System</b>                                                                                               |   |
| G-30116 | <b>Einmal-HPS-I/A-Schlauchsystem</b><br>geringere Nachgiebigkeit des<br>Schlauchs                                             | <b>Single-Use HPS I/A Tubing System</b><br>low-compliance tubing                                                                  |   |



|         |                                                                                                         |                                                                                                |   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| G-30118 | <b>Einmal-Irrigationsbesteck</b><br>für ophthalgo-chirurgische<br>Gerätesysteme<br>VPE 20 Stück, steril | <b>Single-Use Irrigation Set</b><br>for ophthalmic surgery systems<br>20 pcs. per box, sterile | ⊗ |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

Geuder® Kassette  
Cassette



**Kassette**  
für megaTRON S3 V, VIP, S4 HPS,  
inkl. Irrigationsbesteck,  
Geuder-Sicherheitskonnektor,  
Auffangbeutel  
VPE 20 Stück, steril

G-30161

**Kassette**  
inkl. I/A-Schläuche

G-60700

**HPS-Kassette**  
inkl. HPS-I/A-Schlauch

**Cassette**  
for megaTRON S3 V, VIP, S4 HPS,  
with irrigation set,  
Geuder safety-connector,  
drain bag  
20 pcs. per box, sterile

**Cassette**  
incl. I/A Tubing

**HPS Cassette**  
incl. HPS I/A Tubing



# Geuder<sup>®</sup> Ultraschallhandgriffe

## Ultrasonic Handpieces



**G-28431**

### Ultraschallhandgriff P3 B

Durchmesser 16 mm,  
Länge 133 mm,  
großer Stecker

### Ultrasonic Handpiece P3 B

diameter 16 mm,  
length 133 mm,  
large plug

**Maßstab** Scale  
4:5



**G-30450**

### Ultraschallhandgriff Ergo

Durchmesser 12 mm,  
Länge 129 mm,  
Gewicht 42 g,  
großer Stecker







### Ultrasonic Handpiece Ergo







diameter 12 mm,  
length 129 mm,  
weight 42 g,  
large plug

**Maßstab** Scale  
4:5

# Geuder® Phakospitzen, wiederverwendbar




## Phaco Tips, Reusable





|                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-24360</b> | <b>Ultraschallspitze, gestuft</b><br>für 2,2 – 2,35 mm-Inzision<br>Titan, violett, 30°, gestuft<br>zur Verwendung mit:<br>Infusionsaufsatz G-24361<br>Testvorderkammer G-24122<br>und Schlüssel G-24112 | <b>Ultrasonic Tip, stepped</b><br>for 2.2 – 2.35 mm incision<br>titanium, purple, 30°, stepped<br>to be used with:<br>infusion sleeve G-24361<br>test anterior chamber G-24122<br>and wrench G-24112   | 2.2 mm<br>   |    |
| <b>G-24046</b> | <b>Ultraschallspitze, gerade</b><br>für 2,2 – 2,35 mm-Inzision<br>Titan, violett, 30°, gerade<br>zur Verwendung mit:<br>Infusionsaufsatz G-24361<br>Testvorderkammer G-24122<br>und Schlüssel G-24112   | <b>Ultrasonic Tip, straight</b><br>for 2.2 – 2.35 mm incision<br>titanium, purple, 30°, straight<br>to be used with:<br>infusion sleeve G-24361<br>test anterior chamber G-24122<br>and wrench G-24112 | 2.2 mm<br>   |    |
| <b>G-24361</b> | <b>Infusionsaufsatz</b><br>Silikon, violett transparent<br>für Ultraschallspitzen<br>2,2 – 2,35 mm-Inzision                                                                                             | <b>Infusion Sleeve</b><br>silicone, purple translucent<br>for ultrasonic tips<br>2.2 – 2.35 mm incision                                                                                                | 2.2 mm<br>  |  |
| <b>G-24362</b> | <b>Ultraschallspitze, gestuft</b><br>für 2,4 – 2,55 mm-Inzision<br>Titan, grün, 30°, gestuft<br>zur Verwendung mit:<br>Infusionsaufsatz G-24363<br>Testvorderkammer G-24122<br>und Schlüssel G-24112    | <b>Ultrasonic Tip, stepped</b><br>for 2.4 – 2.55 mm incision<br>titanium, green, 30°, stepped<br>to be used with:<br>infusion sleeve G-24363<br>test anterior chamber G-24122<br>and wrench G-24112    | 2.4 mm<br> |  |
| <b>G-24047</b> | <b>Ultraschallspitze, gerade</b><br>für 2,4 – 2,55 mm-Inzision<br>Titan, grün, 30°, gerade<br>zur Verwendung mit:<br>Infusionsaufsatz G-24363<br>Testvorderkammer G-24122<br>und Schlüssel G-24112      | <b>Ultrasonic Tip, straight</b><br>for 2.4 – 2.55 mm incision<br>titanium, green, 30°, straight<br>to be used with:<br>infusion sleeve G-24363<br>test anterior chamber G-24122<br>and wrench G-24112  | 2.4 mm<br> |  |
| <b>G-24363</b> | <b>Infusionsaufsatz</b><br>Silikon, grün transparent<br>für Ultraschallspitzen<br>2,4 – 2,55 mm-Inzision                                                                                                | <b>Infusion Sleeve</b><br>silicone, green translucent<br>for ultrasonic tips<br>2.4 – 2.55 mm incision                                                                                                 | 2.4 mm<br> |  |

|                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-24364</b> | <b>Ultraschallspitze, gestuft</b><br>für 2,6 – 2,75 mm-Inzision<br>Titan, 30°, gestuft<br>zur Verwendung mit:<br>Infusionsaufsatz G-24365<br>Testvorderkammer G-24122<br>und Schlüssel G-24112       | <b>Ultrasonic Tip, stepped</b><br>for 2.6 – 2.75 mm incision<br>titanium, 30°, stepped<br>to be used with:<br>infusion sleeve G-24365<br>test anterior chamber G-24122<br>and wrench G-24112         | 2.6 mm<br>   |    |
| <b>G-24048</b> | <b>Ultraschallspitze, gerade</b><br>für 2,6 – 2,75 mm-Inzision<br>Titan, 30°, gerade<br>zur Verwendung mit:<br>Infusionsaufsatz G-24365<br>Testvorderkammer G-24122<br>und Schlüssel G-24112         | <b>Ultrasonic Tip, straight</b><br>for 2.6 – 2.75 mm incision<br>titanium, 30°, straight<br>to be used with:<br>infusion sleeve G-24365<br>test anterior chamber G-24122<br>and wrench G-24112       | 2.6 mm<br>   |    |
| <b>G-24365</b> | <b>Infusionsaufsatz</b><br>Silikon, transparent<br>für Ultraschallspitzen<br>2,6 – 2,75 mm-Inzision                                                                                                  | <b>Infusion Sleeve</b><br>silicone, translucent<br>for ultrasonic tips<br>2.6 – 2.75 mm incision                                                                                                     | 2.6 mm<br>  |  |
| <b>G-24366</b> | <b>Ultraschallspitze, gestuft</b><br>für 2,8 – 2,95 mm-Inzision<br>Titan, gold, 30°, gestuft<br>zur Verwendung mit:<br>Infusionsaufsatz G-24367<br>Testvorderkammer G-24122<br>und Schlüssel G-24112 | <b>Ultrasonic Tip, stepped</b><br>for 2.8 – 2.95 mm incision<br>titanium, gold, 30°, stepped<br>to be used with:<br>infusion sleeve G-24367<br>test anterior chamber G-24122<br>and wrench G-24112   | 2.8 mm<br> |  |
| <b>G-24049</b> | <b>Ultraschallspitze, gerade</b><br>für 2,8 – 2,95 mm-Inzision<br>Titan, gold, 30°, gerade<br>zur Verwendung mit:<br>Infusionsaufsatz G-24367<br>Testvorderkammer G-24122<br>und Schlüssel G-24112   | <b>Ultrasonic Tip, straight</b><br>for 2.8 – 2.95 mm incision<br>titanium, gold, 30°, straight<br>to be used with:<br>infusion sleeve G-24367<br>test anterior chamber G-24122<br>and wrench G-24112 | 2.8 mm<br> |  |
| <b>G-24367</b> | <b>Infusionsaufsatz</b><br>Silikon, gelb<br>für Ultraschallspitzen<br>2,8 – 2,95 mm-Inzision                                                                                                         | <b>Infusion Sleeve</b><br>Silicone, yellow<br>for ultrasonic tips<br>2.8 – 2.95 mm incision                                                                                                          | 2.8 mm<br> |  |

# Geuder® Phakospitzen und Zubehör, wiederverwendbar

## Phaco Tips and Accessories, Reusable

|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G-24311 | <b>PEP 2,2 mm<br/>Infusionsaufsatz</b><br>Pure Efficiency Phaco<br>für 2,2 mm-Inzisionen,<br>violett transparent, Silikon         | <b>PEP 2.2 mm<br/>Infusion Sleeve</b><br>Pure Efficiency Phaco<br>for 2.2 mm incisions,<br>purple translucent, silicone            | 2.2 mm<br> |    |
|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                       |
| G-24314 | <b>PEP 2,4 mm<br/>Infusionsaufsatz</b><br>Pure Efficiency Phaco<br>für 2,4 mm-Inzisionen,<br>grün transparent, Silikon            | <b>PEP 2.4 mm<br/>Infusion Sleeve</b><br>Pure Efficiency Phaco<br>for 2.4 mm incisions,<br>green translucent, silicone             | 2.4 mm<br> |    |
|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                       |
| G-24051 | <b>Ultraschallspitze gerade</b><br>Titan, 30°, gerade<br>für Pars-Plana-Lensektomie,<br>Durchmesser 0,9 mm<br>Gesamtlänge 30,6 mm | <b>Ultrasonic Tip straight</b><br>titanium, 30°, straight<br>for pars plana lensectomy,<br>diameter 0.9 mm<br>total length 30.6 mm |            |    |
|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                       |
| G-31021 | <b>Reinigungsadapter</b><br>für Ultraschallspitzen                                                                                | <b>Cleaning Adapter</b><br>for ultrasonic tips                                                                                     |                                                                                              |  |
|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                       |
| G-24112 | <b>Schlüssel für Ultraschallspitzen</b><br>G-24360, G-24362,<br>G-24364, G-24366,<br>G-24046, G-24047,<br>G-24048, G-24049        | <b>Wrench for Ultrasonic Tips</b><br>G-24360, G-24362,<br>G-24364, G-24366,<br>G-24046, G-24047,<br>G-24048, G-24049               |                                                                                              |  |
|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                       |
| G-24120 | <b>Testvorderkammer</b><br>aus Silikon für Ultraschallhandgriff<br>+ Ultraschallspitze<br>G-24055                                 | <b>Anterior Chamber</b><br>(silicone) for ultrasonic handpiece<br>+ Ultrasonic Tip<br>G-24055                                      |                                                                                              |  |
|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                       |
| G-24122 | <b>Testvorderkammer</b><br>G-24360, G-24362,<br>G-24364, G-24366,<br>G-24046, G-24047,<br>G-24048, G-24049                        | <b>Test Anterior Chamber</b><br>G-24360, G-24362,<br>G-24364, G-24366,<br>G-24046, G-24047,<br>G-24048, G-24049                    |                                                                                              |  |
|         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                       |

|                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-24055</b>  | <b>Mega-Ultraschallspitze</b><br>Titan, 30°,<br>Durchmesser an der Spitze 1,26 mm                                                                                                                             | <b>Mega Ultrasonic Tip</b><br>titanium, 30°,<br>diameter at the tip 1.26 mm                                                                                                                   |    |    |
| <b>G-24101</b>  | <b>Infusionsaufsatz</b><br>Silikon, gelb,<br>für Ultraschall-Handgriff,<br>Infusionsrohr Ø 1,8 mm                                                                                                             | <b>Infusion Sleeve</b><br>silicone, yellow,<br>for ultrasonic handpiece,<br>infusion tube Ø 1.8 mm                                                                                            |    |    |
| <b>G-24104</b>  | <b>Infusionsaufsatz</b><br>Silikon, gelb,<br>flexibles Infusionsrohr mit<br>Silikonüberzug,<br>Infusionsrohr Ø 1,8 mm                                                                                         | <b>Infusion Sleeve</b><br>silicone, yellow,<br>flexible infusion tube,<br>silicone coated ,<br>infusion tube Ø 1.8 mm                                                                         |    |    |
| <b>G-24111</b>  | <b>Infusionsaufsatz</b><br>gehärtetes Silikon, gelb<br>für Ultraschall-Handgriff<br>Infusionsrohr Ø 1,8 mm                                                                                                    | <b>Infusion Sleeve</b><br>hardened silicone, yellow-colored<br>for ultrasonic handpiece<br>infusion tube Ø 1.8 mm                                                                             |   |   |
| <b>G-S03384</b> | <b>Infusionsaufsatz</b><br>Sleeve wie G-24101<br>Silikon, transparent, 85 shore<br>für die Megaspitze G-24055                                                                                                 | <b>Infusion Sleeve</b><br>sleeve as G-24101<br>silicone, transparent, 85 shore<br>for Megatip G-24055                                                                                         |  |  |
| <b>G-24110</b>  | <b>Schlüssel</b><br>für resterilisierbare Ultraschall-<br>spitzen, passend zu G-24040,<br>G-24041, G-24050, G-24051,<br>G-24055, G-24056, G-24060,<br>G-24061, G-24065, G-24070,<br>G-24310, G-24313, G-24315 | <b>Wrench</b><br>for reusable ultrasonic tips<br>suitable for G-24040,<br>G-24041, G-24050, G-24051,<br>G-24055, G-24056, G-24060,<br>G-24061, G-24065, G-24070,<br>G-24310, G-24313, G-24315 |  |                                                                                       |

# Geuder<sup>®</sup> Phakospitzen, steril

## Phaco Tips, Single-Use

|                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-24299</b> | <b>Einmal-Phako-Set, gestuft</b><br>für 2,2 – 2,35 mm-Inzision<br>bestehend aus: Ultraschallspitze,<br>Titan, 30°, gestuft, Infusionsaufsatz,<br>Testvorderkammer, Schlüssel<br>VPE 10 Stück, steril | <b>Single-Use Phaco-Kit, stepped</b><br>for 2.2 – 2.35 mm incision<br>consisting of: ultrasonic tip, titanium,<br>30°, stepped, infusion sleeve,<br>test anterior chamber, wrench<br>10 pcs. per box, sterile   |  <div>2.2 mm</div>   |
| <b>G-24351</b> | <b>Einmal-Phako-Set, gerade</b><br>für 2,2 – 2,35 mm-Inzision<br>bestehend aus: Ultraschallspitze,<br>Titan, 30°, gerade, Infusionsaufsatz,<br>Testvorderkammer, Schlüssel<br>VPE 10 Stück, steril   | <b>Single-Use Phaco-Kit, straight</b><br>for 2.2 – 2.35 mm incision<br>consisting of: ultrasonic tip, titanium,<br>30°, straight, infusion sleeve,<br>test anterior chamber, wrench<br>10 pcs. per box, sterile |  <div>2.2 mm</div>   |
| <b>G-24303</b> | <b>Einmal-Phako-Set, gestuft</b><br>für 2,4 – 2,55 mm-Inzision<br>bestehend aus: Ultraschallspitze,<br>Titan, 30°, gestuft, Infusionsaufsatz,<br>Testvorderkammer, Schlüssel<br>VPE 10 Stück, steril | <b>Single-Use Phaco-Kit, stepped</b><br>for 2.4 – 2.55 mm incision<br>consisting of: ultrasonic tip, titanium,<br>30°, stepped, infusion sleeve,<br>test anterior chamber, wrench<br>10 pcs. per box, sterile   |  <div>2.4 mm</div>  |
| <b>G-24352</b> | <b>Einmal-Phako-Set, gerade</b><br>für 2,4 – 2,55 mm-Inzision<br>bestehend aus: Ultraschallspitze,<br>Titan, 30°, gerade, Infusionsaufsatz,<br>Testvorderkammer, Schlüssel<br>VPE 10 Stück, steril   | <b>Single-Use Phaco-Kit, straight</b><br>for 2.4 – 2.55 mm incision<br>consisting of: ultrasonic tip, titanium,<br>30°, straight, infusion sleeve,<br>test anterior chamber, wrench<br>10 pcs. per box, sterile |  <div>2.4 mm</div> |

G-24306

**Einmal-Phako-Set, gestuft**

für 2,6 – 2,75 mm-Inzision  
bestehend aus: Ultraschallspitze,  
Titan, 30°, gestuft, Infusionsaufsatz,  
Testvorderkammer, Schlüssel  
VPE 10 Stück, steril

**Single-Use Phaco-Kit, stepped**

for 2.6 – 2.75 mm incision  
consisting of: ultrasonic tip, titanium,  
30°, stepped, infusion sleeve,  
test anterior chamber, wrench  
10 pcs. per box, sterile



G-24353

**Einmal-Phako-Set, gerade**

für 2,6 – 2,75 mm-Inzision  
bestehend aus: Ultraschallspitze,  
Titan, 30°, gerade, Infusionsaufsatz,  
Testvorderkammer, Schlüssel  
VPE 10 Stück, steril

**Single-Use Phaco-Kit, straight**

for 2.6 – 2.75 mm incision  
consisting of: ultrasonic tip, titanium,  
30°, straight, infusion sleeve,  
test anterior chamber, wrench  
10 pcs. per box, sterile



G-24307

**Einmal-Phako-Set, gestuft**

für 2,8 – 2,95 mm-Inzision  
bestehend aus: Ultraschallspitze,  
Titan, 30°, gestuft, Infusionsaufsatz,  
Testvorderkammer, Schlüssel  
VPE 10 Stück, steril

**Single-Use Phaco-Kit, stepped**

for 2.8 – 2.95 mm incision  
consisting of: ultrasonic tip, titanium,  
30°, stepped, infusion sleeve,  
test anterior chamber, wrench  
10 pcs. per box, sterile



G-24354

**Einmal-Phako-Set, gerade**

für 2,8 – 2,95 mm-Inzision  
bestehend aus: Ultraschallspitze,  
Titan, 30°, gerade, Infusionsaufsatz,  
Testvorderkammer, Schlüssel  
VPE 10 Stück, steril

**Single-Use Phaco-Kit, straight**

for 2.8 – 2.95 mm incision  
consisting of: ultrasonic tip, titanium,  
30°, straight, infusion sleeve,  
test anterior chamber, wrench  
10 pcs. per box, sterile



**Gaude® Spül- und Saughandgriffe, steril**  
I/A Handpieces, Single-Use



**G-34400**

**Einmal-Bimanuelles I/A  
Handgriff Set**


bestehend aus:

- Spülhandgriff,  
Spülöffnung 2 x 0,6 mm
- Saughandgriff,  
Saugöffnung 0,4 mm  
Spitze aufgeraut
- Rohr 21 Gauge / 0,8 mm  
VPE 5 Stück, steril

**Single-Use Bimanual I/A  
Handpiece Set**

consisting of:

- irrigation handpiece,  
irrigation ports 2 x 0.6 mm
- aspiration handpiece,  
aspiration port 0.4 mm  
textured tip
- tube 21 gauge / 0.8 mm  
5 pcs. per box, sterile



# Geuder® Spül- und Saughandgriffe, wiederverwendbar I/A Handpieces, Reusable


G-32011

## Saughandgriff

Saugöffnung 0,3 mm  
Rohr 21 Gauge / 0,8 mm  
Spitze konisch, aufgeraut

## Aspiration Handpiece

aspiration port 0.3 mm  
tube 21 gauge / 0.8 mm  
conical and textured tip



G-32012

## Spülhandgriff

Spülöffnungen 2 x 0,5 mm  
Rohr 21 Gauge / 0,8 mm  
Spitze konisch, aufgeraut

## Irrigation Handpiece

irrigation ports 2 x 0.5 mm  
tube 21 gauge / 0.8 mm  
conical and textured tip



G-22100  
G-22102


## Saughandgriff

n. D.D. KOCH – T. KOHNEN  
Saugöffnung 0,3 mm,  
Spitze aufgeraut,  
Rohr 22 Gauge / 0,7 mm  
Rohr 23 Gauge / 0,6 mm

D.D. KOCH – T. KOHNEN

## Aspiration Handpiece

aspiration port 0.3 mm,  
textured tip,  
tube 22 gauge / 0.7 mm  
tube 23 gauge / 0.6 mm



G-22101

## Spülhandgriff

n. D.D. KOCH – T. KOHNEN  
Rohr 22 Gauge / 0,7 mm

D.D. KOCH – T. KOHNEN

## Irrigation Handpiece

tube 22 gauge / 0.7 mm






G-22106

## Saughandgriff

Saugöffnung 0,25 mm,  
Spitze konisch,  
Rohr oval 0,95 x 0,55 mm  
aufgeraut

## Aspiration Handpiece

aspiration port 0.25 mm,  
conical tip,  
oval tube 0.95 x 0.55 mm  
textured





G-22107

## Spülhandgriff






Spülöffnung 0,5 mm,  
Spitze konisch,  
Rohr oval 0,95 x 0,55 mm

## Irrigation Handpiece

irrigation port 0.5 mm,  
conical tip,  
oval tube 0.95 x 0.55 mm



**Geuder® Spül- und Saughandgriffe, wiederverwendbar**  
I/A Handpieces, Reusable

|                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>G-32018</b></p> | <p><b>Saughandgriff</b><br/>n. BRAUWEILER<br/>13 mm abgewinkelt<br/>abgeschrägte Öffnung 0,3 mm<br/>Spitze aufgeraut<br/>21 Gauge / 0,8 mm</p>                          | <p>BRAUWEILER<br/><b>Aspiration Handpiece</b><br/>angled at 13 mm<br/>0.3 mm beveled port<br/>textured tip<br/>21 gauge / 0.8 mm</p>                   |    |
| <p><b>G-32016</b></p> | <p><b>Spülhandgriff</b><br/>n. BRAUWEILER<br/>Infusionsrohr 12 mm abgewinkelt<br/>21 Gauge / 0,8 mm</p>                                                                 | <p>BRAUWEILER<br/><b>Irrigation Handpiece</b><br/>irrigation tube angled at 12 mm<br/>21 gauge / 0.8 mm</p>                                            |    |
| <p><b>G-22633</b></p> | <p><b>Saughandgriff</b><br/>n. SCHMACK<br/>Saugöffnung 0,3 mm,<br/>Rohr 21 Gauge / 0,8 mm</p>                                                                           | <p>SCHMACK<br/><b>Aspiration Handpiece</b><br/>aspiration port 0.3 mm,<br/>tube 21 gauge / 0.8 mm</p>                                                  |  |
| <p><b>G-22632</b></p> | <p><b>Spülhandgriff</b><br/>n. SCHMACK<br/>Spülöffnung 0,5 mm,<br/>Rohr 21 Gauge / 0,8 mm</p>                                                                           | <p>SCHMACK<br/><b>Irrigation Handpiece</b><br/>irrigation port 0.5 mm,<br/>tube 21 gauge / 0.8 mm</p>                                                  |  |
| <p><b>G-32019</b></p> | <p><b>Saughandgriff</b><br/>n. H.-R. KOCH<br/>14 mm abgewinkelt<br/>Öffnung an der Vorderseite 0,3 mm<br/>Spitze halb aufgeraut, spatelförmig<br/>21 Gauge / 0,8 mm</p> | <p>H.-R. KOCH<br/><b>Aspiration Handpiece</b><br/>angled at 14 mm<br/>0.3 mm anterior port<br/>half-textured, spatulated tip<br/>21 gauge / 0.8 mm</p> |  |

G-38602

**Descemet Scraper mit Spülung**

n. THOMAS NEUHANN

Scraper 0,8 mm breit

Scraper 0,6 mm lang

Spülrohr rautenförmig 0,9 x 0,6 mm

zum peripheren Scrapen des

Empfänger-Bettes

Gesamtlänge 94 mm

THOMAS NEUHANN

**Irrigation Descemet Scraper**

scraper width 0.8 mm

scraper length 0.6 mm

rhombic 0.9 x 0.6 mm irrigation tube

for peripheral scraping

of the recipient bed

overall length 94 mm



G-38632

**DMEK Spülhandgriff**

n. SZURMAN

gebogen, vorne offen


Rohr 23 Gauge / 0,6 mm

SZURMAN

**DMEK Irrigation Handpiece**

curved, front opening

tube 23 gauge / 0.6 mm



G-22092

**Spülhandgriff**

n. D. D. KOCH - T. KOHNEN

Spitze 30°, stumpf

Rohr 22 Gauge / 0,7 mm

D. D. KOCH - T. KOHNEN

**Irrigation Handpiece**

30° tip, blunt finished

tube 22 gauge / 0.7 mm



**Gaudeur® Spül- und Saughandgriffe, koaxial, wiederverwendbar**  
I/A Handpieces, Coaxial, Reusable



**PEP Spül-/ Saughandgriff**

Pure Efficiency Phaco,  
Spitze gerade, koaxial  
Saugöffnung 0,3 mm

**PEP I/A Handpiece**


Pure Efficiency Phaco  
straight tip, coaxial  
aspiration port 0.3 mm

**G-24318** für 2,2 mm-Inzisionen  
mit G-24311 PEP Infusionsaufsatz

for 2.2 mm incisions  
with G-24311 PEP infusion sleeve

**G-24332** für 2,4 mm-Inzisionen  
mit G-24314 PEP Infusionsaufsatz

for 2.4 mm incisions  
with G-24314 PEP infusion sleeve



**PEP Spül-/ Saughandgriff**

Pure Efficiency Phaco,  
Spitze 30° abgewinkelt, koaxial  
Saugöffnung 0,3 mm

**PEP I/A Handpiece**


Pure Efficiency Phaco  
30° angled tip, coaxial  
aspiration port 0.3 mm

**G-24418** für 2,2 mm-Inzisionen  
mit G-24311 PEP Infusionsaufsatz

for 2.2 mm incisions  
with G-24311 PEP infusion sleeve

**G-24432** für 2,4 mm-Inzisionen  
mit G-24314 PEP Infusionsaufsatz

for 2.4 mm incisions  
with G-24314 PEP infusion sleeve



**Spül- und Saughandgriff**

Spitze 30° abgewinkelt, koaxial  
mit G-24100 Infusionsaufsatz

**I/A Handpiece**

30° angled tip, coaxial  
with G-24100 infusion sleeve

**G-24430** Saugöffnung 0,3 mm


aspiration port 0.3 mm

**G-24435** Saugöffnung 0,35 mm

aspiration port 0.35 mm

**G-24440** Saugöffnung 0,4 mm

aspiration port 0.4 mm






**G-24330**

**Spül- und Saughandgriff**

Spitze gerade, coaxial  
Saugöffnung 0,3 mm  
mit G-24100 Infusionsaufsatz

**I/A Handpiece**

straight tip, coaxial  
0.3 mm aspiration port  
with G-24100 infusion sleeve



**G-24100**

**Infusionsaufsatz**

Silikon, blau  
für Spül- und Saughandgriffe  
(G-24330, G-24430,  
G-24435, G-24440)

**Infusion Sleeve**

silicone, blue  
for I/A handpieces  
(G-24330, G-24430,  
G-24435, G-24440)



**G-22540**

**Spül- und Saughandgriff**

n. PAPST  
Spitze 30° abgewinkelt, coaxial  
Infusionsrohr 16 Gauge / 1,6 mm  
Saugöffnung 0,3 mm

**PAPST**

**I/A Handpiece**

30° angled tip, coaxial  
infusion tube 16 gauge / 1.6 mm  
aspiration port 0.3 mm



**Geuder® Spül- und Saugkanülenhandgriffe, wiederverwendbar**  
 I/A Cannula Handpieces, Reusable



|                |                                                                                    |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-32015</b> | <b>Spülkanülenhandgriff</b><br>Anschlüsse männlich/ weiblich<br>Gesamtlänge 112 mm | <b>Irrigation Cannula Handpiece</b><br>male / female connectors<br>overall length 112 mm |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|



|                |                                                                                                    |                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-32771</b> | <b>Spülkanülenhandgriff</b><br>n. BRAUWEILER<br>Anschlüsse männlich/ weiblich<br>Gesamtlänge 78 mm | <b>BRAUWEILER Irrigation Cannula Handpiece</b><br>male / female connectors<br>overall length 78 mm |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                |                                                                                                    |                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-32773</b> | <b>Saugkanülenhandgriff</b><br>n. BRAUWEILER<br>Anschlüsse männlich/ männlich<br>Gesamtlänge 80 mm | <b>BRAUWEILER Aspiration Cannula Handpiece</b><br>male / male connectors<br>overall length 80 mm |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|



Geuder® Vitrektoren (Einfachschneide), steril  
 Vitreous Cutters (Single Blade), Single-Use



G-42001

**Einmal-High-Speed-**  
**Vitrektor 20 G**  
**UNO Colorline**  
 20 Gauge / 0,9 mm  
 pneumatisch,  
 mit Geuder Sicherheitskonnektor  
 steril  
 VPE 1 Stück

**Single-Use High Speed**  
**Vitreous Cutter 20 G**  
**UNO Colorline**  
 20 gauge / 0.9 mm  
 pneumatic,  
 with Geuder safety-connector  
 sterile  
 1 pc. per box



**Einfachschneide**  
 Single Blade  




G-46301

**Einmal-High-Speed-**  
**Vitrektor 23 G**  
**UNO Colorline**  
 23 Gauge / 0,64 mm  
 pneumatisch,  
 mit Geuder Sicherheitskonnektor  
 steril  
 VPE 6 Stück

**Single-Use High Speed**  
**Vitreous Cutter 23 G**  
**UNO Colorline**  
 23 gauge / 0.64 mm  
 pneumatic,  
 with Geuder safety-connector  
 sterile  
 6 pcs. per box



**Einfachschneide**  
 Single Blade  


**Geuder® Vitrektoren (Doppelschneide), steril**  
**Vitreous Cutters (Double Blade), Single-Use**

G-46302

**Einmal-High-Speed-**  
**Vitrektor 23 G Mach 2**  
**UNO Colorline**  
 23 Gauge / 0,64 mm  
 pneumatisch,  
 mit Geuder Sicherheitskonnektor  
 steril

VPE 6 Stück



**Single-Use High Speed**  
**Vitreous Cutter 23 G Mach 2**  
**UNO Colorline**  
 23 gauge / 0.64 mm  
 pneumatic,  
 with Geuder safety-connector  
 sterile

6 pcs. per box



**Doppelschneide**  
 Double Blade



G-46502

**Einmal-High-Speed-**  
**Vitrektor 25 G Mach 2**  
**UNO Colorline**  
 25 Gauge / 0,5 mm  
 pneumatisch,  
 mit Geuder Sicherheitskonnektor  
 steril

VPE 6 Stück



**Single-Use High Speed**  
**Vitreous Cutter 25 G Mach 2**  
**UNO Colorline**  
 25 gauge / 0.5 mm  
 pneumatic,  
 with Geuder safety-connector  
 sterile

6 pcs. per box



**Doppelschneide**  
 Double Blade



Geuder® Vitrektoren (Vierfachschnaide), steril  
Vitreous Cutters (Quadruple Blade), Single-Use

G-46304

Einmal-High-Speed-  
**Vitrektor 23 G Mach 4**  
**UNO Colorline**  
23 Gauge / 0,64 mm  
Vierfachschnaide, pneumatisch,  
mit Geuder Sicherheitskonnektor  
steril  
  
VPE 6 Stück

Single-Use High Speed  
**Vitreous Cutter 23 G Mach 4**  
**UNO Colorline**  
23 gauge / 0.64 mm  
Quadruple Blade, pneumatic,  
with Geuder safety-connector  
sterile  
  
6 pcs. per box



**Vierfachschnaide**  
Quadruple Blade  


G-46504

Einmal-High-Speed-  
**Vitrektor 25 G Mach 4**  
**UNO Colorline**  
25 Gauge / 0,5 mm  
Vierfachschnaide, pneumatisch,  
mit Geuder Sicherheitskonnektor  
steril  
  
VPE 6 Stück

Single-Use High Speed  
**Vitreous Cutter 25 G Mach 4**  
**UNO Colorline**  
25 gauge / 0.5 mm  
Quadruple Blade, pneumatic,  
with Geuder safety-connector  
sterile  
  
6 pcs. per box





**Vierfachschnaide**  
Quadruple Blade  





# Geuder<sup>®</sup> Luft-/ Flüssigkeitsaustausch, steril


## Air/ Fluid Exchange, Single-Use

|                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| G-33468<br>G-33469 | <b>Einmal-Infusionshalterung</b><br>schräg, Silikonschlauch 25 cm,<br>Luer-Lock Kunststoffadapter<br>20 Gauge / 0,9 mm<br>VPE 5 Stück, steril                                        | <b>Single-Use Infusion Cannula</b><br>beveled, silicone tube 25 cm,<br>Luer-Lock plastic adapter<br>20 gauge / 0.9 mm<br>5 pcs. per box, sterile                                       |   |    |  |
|                    | 4,0 mm<br>6,0 mm                                                                                                                                                                     | 4.0 mm<br>6.0 mm                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| G-33488<br>G-33489 | <b>Einmal-Injektionshalterung</b><br>für Silikonöl, schräg,<br>PVC-Schlauch 25 cm,<br>1 Metallmanschette,<br>Luer-Lock Kunststoffadapter<br>20 Gauge / 0,9 mm<br>VPE 5 Stück, steril | <b>Single-Use Injection Cannula</b><br>for viscous fluids, beveled,<br>PVC tube 25 cm,<br>1 metal sleeve,<br>Luer-Lock plastic adapter<br>20 gauge / 0.9 mm<br>5 pcs. per box, sterile |   |    |  |
|                    | 4,0 mm<br>6,0 mm                                                                                                                                                                     | 4.0 mm<br>6.0 mm                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| G-31520            | <b>Einmal-Mini-Filter</b><br>0,1 µm, steril                                                                                                                                          | <b>Single-Use Mini Filter</b><br>0.1 µm, sterile                                                                                                                                       |  |  |                                                                                     |
| G-23991            | <b>Einmal-Dreiwegehahn</b><br>2x Luer-Lock weiblich,<br>1x Luer-Lock männlich,<br>Kunststoff, steril                                                                                 | <b>Single-Use Three-Way Stop Cock</b><br>2x Luer-Lock female,<br>1x Luer-Lock male,<br>plastic, sterile                                                                                |  |  |                                                                                     |
| G-30146            | <b>Einmal-Luftinjektionsschlauch</b><br>für megaTRON S3/ S4 HPS<br>inkl. Filter 0,1 µm und 2-Wege-Hahn,<br>Länge 1,9 m<br>VPE 6, steril                                              | <b>Single-Use Air Injection Tube</b><br>for megaTRON S3/ S4 HPS<br>incl. filter 0.1 µm and 2-way-stopcock,<br>length 1.9 m<br>6 pcs. per box, sterile                                  |  |   |                                                                                     |


Geuder® **Silikonölinjektion, steril**  
 Silicone Oil Injection, Single-Use



|                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>G-28766</b> | <b>Einmal-Ölinjektions-System</b><br>zur pneumatischen Silikonölinjektion,<br>mit Schutzvorrichtung für Glasspritze,<br>Druckschlauch passend für<br>megaTRON S3/ S4 HPS,<br>steril | <b>Single-Use Oil Injection System</b><br>to inject silicone oil pneumatically,<br>with protective cover for glass syringe,<br>pressure tube fits<br>megaTRON S3/ S4 HPS,<br>sterile | <b>Maßstab</b> Scale<br>4:5 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|



|                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>G-28767</b> | <b>Einmal-Ölinjektions-System</b><br>zur pneumatischen Silikonölinjektion,<br>mit Schutzvorrichtung für Glasspritze,<br>Druckschlauch passend für<br>megaTRON® und Accurus®, steril | <b>Single-Use Oil Injection System</b><br>to inject silicone oil pneumatically,<br>with protective cover for glass syringe,<br>pressure tube fits megaTRON®<br>and Accurus®, sterile | <b>Maßstab</b> Scale<br>4:5 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|



|                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>G-28768</b> | <b>Einmal-Ölinjektions-System</b><br>zur pneumatischen Silikonölinjektion,<br>mit Schutzvorrichtung für Glasspritze,<br>Druckschlauch passend für<br>Millennium®, steril | <b>Single-Use Oil Injection System</b><br>to inject silicone oil pneumatically,<br>with protective cover for glass syringe,<br>pressure tube fits Millennium®,<br>sterile | <b>Maßstab</b> Scale<br>4:5 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|



**Geuder® Silikonölinjektion, wiederverwendbar**  
 Silicone Oil Injection, Reusable



**G-30745**

**Druckanschluss-Schlauch**

für megaTRON S3 V/ S4 HPS,  
 für Halterung G-28750 und G-28764,  
 zur pneumatischen Silikonölinjektion,  
 Länge 2 m

**Pressure Connection Tube**

for megaTRON S3/ S4 HPS,  
 for holder G-28750 and G-28764,  
 for pneumatic silicone oil injection,  
 length 2 m



**G-28764**

**Adapter**

für Glasspritzen zur pneu-  
 matischen Silikonölinjektion mit  
 Schutzvorrichtung

**Adapter**

with protective cover for glass  
 syringes to inject viscous fluid  
 pneumatically

**Maßstab** Scale  
 4:5



**G-32697**

**Druckschlauch**

zur Silikonölinjektion,  
 Luer-Lock weiblich/ männlich

**Pressure Tube**







for injection of viscous fluid,  
 Luer-Lock female/ male






Geuder® Silikonölexplantation, wiederverwendbar  
Silicone Oil Extraction, Reusable

|                               |                                                                    |                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| G-31891                       | <b>Einmalspritze</b><br>Luer-Lock, 10 ml, steril                   | <b>Single-Use Syringe</b><br>Luer-Lock, 10 ml, sterile                  |  |
|                               |                                                                    |                                                                         |                                                                                    |
| G-33060<br>G-33065<br>G-33066 | <b>Stöpsel</b><br>zur Silikonölaspiration mit<br>Schlauchanschluss | <b>Stopper</b><br>for viscous fluid aspiration,<br>with tube connection |  |
|                               | für Einmalspritze 5 ml                                             | for disposable syringe 5 ml                                             |                                                                                    |
|                               | für Einmalspritze 10 ml                                            | for disposable syringe 10 ml                                            |                                                                                    |
|                               | für Einmalspritze 20 ml                                            | for disposable syringe 20 ml                                            |                                                                                    |

# Geuder<sup>®</sup> Kanülen, steril





## Cannulas, Single-Use




|                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G-34497<br>G-34498                       | <b>Einmal-Kanüle</b><br>für Silikonölinjektion<br>VPE 10 Stück, steril                                                                      | <b>Single-Use Cannula</b><br>to inject silicone oil<br>10 pcs. per box, sterile                                                                     |       |    |
|                                          | 20 Gauge / 0,9 mm x 8 mm<br>23 Gauge / 0,6 mm x 8 mm                                                                                        | 20 gauge / 0.9 mm x 8 mm<br>23 gauge / 0.6 mm x 8 mm                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| G-34493<br>G-34494<br>G-34495<br>G-34496 | <b>Einmal-VFI-Kanüle für Öl I/A</b><br>für die Silikonölinjektion/ -Aspiration,<br>Polyimid-Spitze 6 mm, dünnwandig<br>VPE 10 Stück, steril | <b>Single-Use VFI Cannula for Oil I/A</b><br>for silicone oil injection/ aspiration,<br>polyimide tip 6 mm, thin-walled<br>10 pcs. per box, sterile |       |    |
|                                          | 20 Gauge / 0,9 mm                                                                                                                           | 20 gauge / 0.9 mm                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|                                          | 23 Gauge / 0,6 mm                                                                                                                           | 23 gauge / 0.6 mm                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|                                          | 25 Gauge / 0,5 mm<br>27 Gauge / 0,4 mm                                                                                                      | 25 gauge / 0.5 mm<br>27 gauge / 0.4 mm                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| G-34290                                  | <b>Einmal-Tränenwegkanüle</b><br>gebogen, 26 Gauge / 0,45 x 30 mm<br>VPE 10 Stück, steril                                                   | <b>Single-Use Lacrimal Cannula</b><br>curved 26 gauge / 0.45 x 30 mm<br>10 pcs. per box, sterile                                                    |   |   |
| G-34210<br>G-34215                       | <b>Einmal-Retrobulbärkanüle</b><br>n. ATKINSON<br>VPE 10 Stück, steril                                                                      | <b>Single-Use Retrobulbar Cannula</b><br>ATKINSON<br>10 per box, sterile                                                                            |   |   |
|                                          | 25 Gauge, 0,5 x 40 mm<br>23 Gauge, 0,64 x 38 mm                                                                                             | 25 gauge, 0.5 x 40 mm<br>23 gauge, 0.64 x 38 mm                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| G-34220                                  | <b>Einmal-Peribulbärkanüle</b><br>25 Gauge, 0,5 x 32 mm<br>VPE 10 Stück, steril                                                             | <b>Single-Use Peribulbar Cannula</b><br>25 gauge, 0.5 x 32 mm<br>10 pcs. per box, sterile                                                           |   |  |
| G-34225<br>G-34230                       | <b>Einmal-Cystotomkanüle</b><br>gebogen, 45°<br>25 Gauge / 0,5 mm<br>VPE 10 Stück, steril                                                   | <b>Single-Use Cystotome Cannula</b><br>vaulted, 45°<br>25 gauge / 0.5 mm<br>10 pcs. per box, sterile                                                |   |  |
|                                          | 12,5 mm lang, seitlich schneidend<br>12,5 mm lang                                                                                           | 12.5 mm long, side cutting<br>12.5 mm long                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                       |

|         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G-34261 | <b>Einmal-VK-Infusionskanüle</b><br>n. LEWICKY<br>20 Gauge / 0,9 mm, Spitze 5 mm<br>VPE 3 Stück, steril                                                                              | LEWICKY<br><b>Single-Use AC Maintainer</b><br>20 gauge / 0.9 mm, tip 5 mm<br>3 pcs. per box, sterile                                                                        |    |    |    |
|         | <b>Einmal-VK-Kanüle</b><br>n. RYCROFT<br>7 mm abgewinkelt, 45°<br>VPE 10 Stück, steril                                                                                               | RYCROFT<br><b>Single-Use AC Cannula</b><br>angled at 7 mm, 45°<br>10 pcs. per box, sterile                                                                                  |    |    |    |
| G-34235 | 20 Gauge, 0,9 x 5 + 17 mm                                                                                                                                                            | 20 gauge, 0.9 x 5 + 17 mm                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| G-34240 | 25 Gauge, 0,5 x 25 mm                                                                                                                                                                | 25 gauge, 0.5 x 25 mm                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| G-34245 | <b>Einmal-Hydrodissektionskanüle</b><br>n. SAUTTER<br>vertikal abgeflacht<br>27 Gauge / 0,4 x 22 mm<br>VPE 10 Stück, steril                                                          | SAUTTER<br><b>Single-Use Hydrodissection Cannula</b><br>vertically flattened<br>27 gauge / 0.4 x 22 mm<br>10 pcs. per box, sterile                                          |   |   |  |
|         | <b>Einmal Hydrodissektionskanüle</b><br>n. SAUTTER<br>25 Gauge / 0,5 x 22 mm<br>VPE 10 Stück, steril                                                                                 | SAUTTER<br><b>Single-use Hydrodissection Cannula</b><br>25 gauge / 0.5 x 22 mm<br>10 per box, sterile                                                                       |  |  |  |
| G-34270 | <b>Einmal-Hydrodissektionskanüle</b><br>MODELL TÜBINGEN<br>30 Gauge / 0,3 x 19,5 mm<br>VPE 10 Stück, steril                                                                          | TUEBINGEN MODEL<br><b>Single-Use Hydrodissection Cannula</b><br>30 gauge / 0.3 x 19.5 mm<br>10 pcs. per box, sterile                                                        |  |  |  |
|         | <b>Einmal-Hydrodissektionskanüle</b><br>MODELL FRANKFURT<br>27 Gauge / 0,4 mm x 15 mm<br>VPE 10 Stück, steril                                                                        | FRANKFURT MODEL<br><b>Single-Use Hydrodissection Cannula</b><br>27 gauge / 0.4 mm x 15 mm<br>10 pcs. per box, sterile                                                       |  |  |  |
| G-34500 | <b>Einmal-Entfaltungskanüle</b><br>n. SAAD<br>z. B. zur Entfaltung der Descemet<br>Membran bei DMEK<br>1 vordere, 4 seitliche Öffnungen<br>27 Gauge / 0,4 mm<br>VPE 10 Stück, steril | SAAD<br><b>Single-Use Unfolding Cannula</b><br>for unfolding Descemet membrane<br>in DMEK<br>1 front port, 4 lateral ports<br>27 gauge / 0.4 mm<br>10 pcs. per box, sterile |  |  |  |

# Geuder® Kanülen, steril







## Cannulas, Single-Use





|                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-34501</b>                                     | <b>Einmal-DALK-Kanüle</b><br>für die Big-Bubble Technik der tiefen<br>anterioren lamellären Keratoplastik<br>(DALK), 27 Gauge / 0,4 mm, gebogen,<br>abgeflachte Spitze<br>Öffnung unten, 0,4 mm<br>VPE 10 Stück, steril | <b>Single-Use DALK Cannula</b><br>for big-bubble technique of deep<br>anterior lamellar keratoplasty (DALK)<br>27 gauge / 0.4 mm, curved,<br>flattened tip<br>0.4 mm posterior port<br>10 pcs. per box, sterile |       |
| <b>G-34255-1</b>                                   | <b>Einmal-Kapselpolierkanüle</b><br>n. KRATZ<br>24 Gauge / 0,55 mm, 0,3 mm Port<br>25 mm lang, 8 mm abgewinkelt<br>VPE 10 Stück, steril                                                                                 | KRATZ<br><b>Single-Use Capsule Polishing Cannula</b><br>24 gauge / 0.55 mm, 0.3 mm port<br>length 25 mm, angled at 8 mm<br>10 pcs. per box, sterile                                                             |       |
| <b>G-34280-1</b>                                   | <b>Einmal-Spül-/Saugkanüle</b><br>n. SIMCOE<br>Saugöffnung 0,3 mm<br>23 / 23 Gauge / 0,64 / 0,64 x 12mm<br>VPE 10 Stück, steril                                                                                         | SIMCOE<br><b>Single-Use I/A Cannula</b><br>0.3 mm aspiration port<br>23 / 23 gauge / 0.64 / 0.64 mm<br>10 pcs. per box, sterile                                                                                 |    |
| <b>G-80975</b>                                     | <b>Einmal-Injektionskanüle</b><br>für EasyGas®<br>30 Gauge / 0,3 x 12 mm<br>VPE 100 Stück, steril                                                                                                                       | <b>Single-Use Injection Cannula</b><br>for EasyGas®<br>30 gauge / 0.3 x 12 mm<br>100 pcs. per box, sterile                                                                                                      |   |
| <b>G-34275</b>                                     | <b>Einmal-Staubsaugerkanüle</b><br>Innendurchmesser 25 Gauge / 0,5 mm<br>Außendurchm. 21 Gauge / 0,8 x 35 mm<br>21 Gauge / 0,8 x 35 mm<br>VPE 10 Stück, steril                                                          | <b>Single-Use Backflush Cannula</b><br>inside diameter 25 gauge / 0.5 mm<br>outside diameter 21 gauge / 0.8 x 35 mm<br>21 gauge / 0.8 x 35 mm<br>10 pcs. per box, sterile                                       |   |
| <b>G-34291</b><br><b>G-34296</b><br><b>G-34299</b> | <b>Einmal-Staubsaugerkanüle</b><br>stumpf<br>VPE 10 Stück, steril<br>20 Gauge / 0,9 mm<br>23 Gauge / 0,6 mm<br>25 Gauge / 0,5 mm                                                                                        | <b>Single-Use Backflush Cannula</b><br>blunt tip<br>10 pcs. per box, sterile<br>20 gauge / 0.9 mm<br>23 gauge / 0.6 mm<br>25 gauge / 0.5 mm                                                                     |   |

|                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-34293</b><br><b>G-34294</b><br><b>G-34297</b> | <b>Einmal-Staubsaugerkanüle</b><br>mit Silikonbürstchen<br>VPE 10 Stück, steril                                                          | <b>Single-Use Backflush Cannula</b><br>with silicone brush<br>10 pcs. per box, sterile                                                  |    |
|                                                    | 20 Gauge / 0,9 mm                                                                                                                        | 20 gauge / 0.9 mm                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
|                                                    | 23 Gauge / 0,6 mm                                                                                                                        | 23 gauge / 0.6 mm                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
| <b>G-34292</b><br><b>G-34295</b><br><b>G-34298</b> | <b>Einmal-Staubsaugerkanüle</b><br>mit Silikonspitze<br>VPE 10 Stück, steril                                                             | <b>Single-Use Backflush Cannula</b><br>with silicone tip<br>10 pcs. per box, sterile                                                    |    |
|                                                    | 20 Gauge / 0,9 mm                                                                                                                        | 20 gauge / 0.9 mm                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
|                                                    | 23 Gauge / 0,6 mm                                                                                                                        | 23 gauge / 0.6 mm                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
| <b>G-34285</b>                                     | <b>Einmal-PFCL-Kanüle</b><br>zur Injektion schwerer Flüssigkeiten<br>doppelläufig, coaxial<br>23 Gauge / 0,64 mm<br>VPE 10 Stück, steril | <b>Single-Use PFCL Cannula</b><br>for injection of heavy fluids<br>dual bore, coaxial<br>23 gauge / 0.64 mm<br>10 pcs. per box, sterile |   |
|                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |

# Geuder<sup>®</sup> Kanülen, wiederverwendbar




## Cannulas, Reusable







|                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G-32698<br>G-32699 | <b>I/A-Kanüle</b><br>MODELL HEIDELBERG<br>zur Injektion oder Aspiration von<br>Silikonöl und Densiron <sup>®</sup> 68,<br>Öffnung 30°                 | HEIDELBERG<br><b>Cannula</b><br>for injection or aspiration<br>of viscous fluids and Densiron <sup>®</sup> 68,<br>bevel 30°,            |    |    |
|                    | 18 Gauge/ 1,2 mm<br>19 Gauge/ 1,1 mm                                                                                                                  | 18 gauge/ 1.2 mm<br>19 gauge/ 1.1 mm                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
| G-33051<br>G-33052 | <b>Absaugkanüle</b><br>n. WEBER<br>für Silikonöl<br>Innendurchmesser 22 Gauge / 0,7 mm<br>Außendurchmesser 20 Gauge / 0,9 mm                          | WEBER<br><b>Aspiration Cannula</b><br>for viscous fluids<br>inside diameter 22 gauge / 0.7 mm,<br>outside diameter 20 gauge / 0.9 mm    |    |    |
|                    | 5,0 mm<br>10,0 mm                                                                                                                                     | 5.0 mm<br>10.0 mm                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |
| G-33056            | <b>Absaugkanüle</b><br>n. ROIDER<br>für Silikonöl<br>seitl. Saugöffnung 0,7 mm<br>19 Gauge/ 1,0 mm                                                    | ROIDER<br><b>Aspiration Cannula</b><br>for viscous fluids,<br>lateral aspiration port 0.7 mm,<br>19 gauge/ 1.0 mm                       |  |   |
| G-37390            | <b>Absaugkanüle</b><br>Länge 10 mm<br>23 Gauge / 0,6 mm                                                                                               | <b>Aspiration Cannula</b><br>length 10 mm<br>23 gauge / 0.6 mm                                                                          |  |  |
| G-33055            | <b>PFCL-Kanüle</b><br>doppelläufig<br>24 Gauge / 0,55 mm<br>seitliches Rohr: 25 Gauge / 0,5 mm                                                        | <b>PFCL Cannula</b><br>with dual shaft<br>24 gauge / 0.55 mm<br>25 gauge / 0.5 mm, lateral tube                                         |  |  |
| G-33057            | <b>PFCL-Kanüle</b><br>n. CHANG<br>zur Injektion schwerer Flüssigkeiten<br>doppelläufig, coaxial<br>Spitze 25 Gauge / 0,5 mm<br>Rohr 20 Gauge / 0,9 mm | CHANG<br><b>PFCL Cannula</b><br>for injection of heavy fluids<br>dual bore, coaxial<br>25 gauge / 0.5 mm tip<br>20 gauge / 0.9 mm shaft |  |  |

|                |                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-33135</b> | <b>Tränenwegkanüle</b><br>konisch, gerade<br>verjüngt sich von 19 auf 25 Gauge<br>Rohr 25 mm            | <b>Lacrimonal Cannula</b><br>conical, straight<br>tapers from 19 to 25 gauge<br>25 mm shaft        |    |    |
| <b>G-15141</b> | <b>Tränenwegkanüle</b><br>konisch, rundgebogen<br>verjüngt sich von 19 auf 25 Gauge<br>Rohr 25 mm       | <b>Lacrimonal Cannula</b><br>conical, strongly curved<br>tapers from 19 to 25 gauge<br>25 mm shaft |    |    |
| <b>G-15151</b> | <b>Tränenwegkanüle</b><br>konisch, 10 mm abgewinkelt<br>verjüngt sich von 19 auf 25 Gauge<br>Rohr 25 mm | <b>Lacrimonal Cannula</b><br>conical, angled at 10 mm<br>tapers from 19 to 25 gauge<br>25 mm shaft |   |    |
| <b>G-15161</b> | <b>Tränenwegkanüle</b><br>konisch, 18 mm abgewinkelt<br>verjüngt sich von 19 auf 25 Gauge<br>Rohr 25 mm | <b>Lacrimonal Cannula</b><br>conical, angled at 18 mm<br>tapers from 19 to 25 gauge<br>25 mm shaft |  |  |
| <b>G-15190</b> | <b>Tränenwegkanüle</b><br>n. ANEL<br>gerade<br>Rohr 15 mm<br>23 Gauge / 0,64 mm                         | ANEL<br><b>Lacrimonal Cannula</b><br>straight<br>15 mm shaft<br>23 gauge / 0.64 mm                 |  |  |
| <b>G-15195</b> | <b>Tränenwegkanüle</b><br>n. ANEL<br>90° rundgebogen<br>Rohr 16 mm<br>23 Gauge / 0,64 mm                | ANEL<br><b>Lacrimonal Cannula</b><br>strongly curved<br>16 mm shaft<br>23 gauge / 0.64 mm          |  |  |

# Gaude® Kanülen, wiederverwendbar






## Cannulas, Reusable



|         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Tränenwegkanüle</b><br>zylindrisch, gerade                                                                                         | <b>Lacrimal Cannula</b><br>cylindrical, straight                                                                                   |                                                                                      |    |
| G-33160 | 20 Gauge / 0,9 x 35 mm                                                                                                                | 20 gauge / 0.9 x 35 mm                                                                                                             |    |                                                                                       |
| G-33170 | Nr. 12, 0,72 x 32 mm                                                                                                                  | no. 12, 0.72 x 32 mm                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |
| G-33175 | Nr. 14, 0,67 x 30 mm                                                                                                                  | no. 14, 0.67 x 30 mm                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |
| G-33180 | Nr. 16, 0,60 x 22 mm                                                                                                                  | no. 16, 0.60 x 22 mm                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |
| <hr/>   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
| G-15170 | <b>Tränenwegkanüle</b><br>MODELL BONN<br>mit Sondenknopf<br>Durchmesser Knopf 1,15 mm                                                 | BONN MODEL<br><b>Lacrimal Cannula</b><br>with probe tip<br>1.15 mm diameter olive tip                                              |    |    |
| <hr/>   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|         | <b>Tränenwegkanüle-Sondenkanüle</b><br>n. BANGERTER<br>gerade, seitliche Öffnung 0,6 mm                                               | BANGERTER<br><b>Lacrimal Probe Cannula</b><br>straight, 0.6 mm side port                                                           |                                                                                      |     |
| G-15270 | 21 Gauge / 0,80 x 60 mm                                                                                                               | 21 gauge / 0.80 x 60 mm                                                                                                            |  |                                                                                       |
| G-15271 | 23 Gauge / 0,64 x 60 mm                                                                                                               | 23 gauge / 0.64 x 60 mm                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |
| G-15272 | 21 Gauge / 0,80 x 40 mm                                                                                                               | 21 gauge / 0.80 x 40 mm                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |
| G-15273 | 23 Gauge / 0,64 x 40 mm                                                                                                               | 23 gauge / 0.64 x 40 mm                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |
| <hr/>   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
| G-33197 | <b>Tränenweg-Sondenkanüle</b><br>n. JÜNEMANN<br>zum Einlegen eines Fadens<br>21 Gauge / 0,8 x 35 mm                                   | JÜNEMANN<br><b>Lacrimal Probe Cannula</b><br>to insert suture material<br>21 gauge / 0.8 x 35 mm                                   |  |  |
| <hr/>   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
| G-33198 | <b>Tränenweg-Sondenkanüle</b><br>n. JÜNEMANN<br>mit Griffplatte<br>65 mm Sonde<br>zum Einlegen eines Fadens<br>21 Gauge / 0,8 x 65 mm | JÜNEMANN<br><b>Lacrimal Probe Cannula</b><br>with grip plate<br>65 mm probe<br>to insert suture material<br>21 gauge / 0.8 x 65 mm |  |   |
| <hr/>   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|         | <b>Retrobulbäre Injektionskanüle</b>                                                                                                  | <b>Retrobulbar Injection Cannula</b>                                                                                               |                                                                                      |   |
| G-15375 | 24 Gauge / 0,6 x 60 mm                                                                                                                | 24 gauge / 0.6 x 60 mm                                                                                                             |  |                                                                                       |
| G-32605 | 24 Gauge / 0,6 x 35 mm                                                                                                                | 24 gauge / 0.6 x 35 mm                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |
| G-32600 | 25 Gauge / 0,5 x 35 mm                                                                                                                | 25 gauge / 0.5 x 35 mm                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |
| G-15376 | 25 Gauge / 0,5 x 50 mm                                                                                                                | 25 gauge / 0.5 x 50 mm                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |
| G-15377 | 25 Gauge / 0,5 x 40 mm                                                                                                                | 25 gauge / 0.5 x 40 mm                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |

|                |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                       |    |
| <b>G-15200</b> | <b>Augenbrause</b><br>n. CRANZ<br>Spülung durch fünf Öffnungen vorne<br>Silber                                          | CRANZ<br><b>Eye Douche</b><br>irrigation through five front ports<br>silver                                   |    |                                                                                       |
| <b>G-16105</b> | <b>Spülcystotomkanüle</b><br>26 Gauge / 0,45 mm                                                                         | <b>Irrigation Cystotome Cannula</b><br>26 gauge / 0.45 mm                                                     |    |    |
| <b>G-15275</b> | <b>Cyclodialysen-Spatelkanüle</b><br>Spatellänge 12 mm<br>Öffnung an der Vorderseite 0,2 mm<br>26 Gauge / 0,45 mm       | <b>Cyclodialysis Spatula Cannula</b><br>12 mm long spatula<br>anterior 0.2 mm port<br>26 gauge / 0.45 mm      |    |    |
| <b>G-31355</b> | <b>Cyclodialysen-Spatelkanüle</b><br>n. BUSSE<br>Spatellänge 12 mm<br>2 x Öffnung seitlich 0,2 mm<br>26 Gauge / 0,45 mm | BUSSE<br><b>Cyclodialysis Spatula Cannula</b><br>12 mm long spatula<br>dual 0.2 mm port<br>26 gauge / 0.45 mm |  |   |
|                | <b>Luftkanüle</b><br>n. SAUTTER<br>zur Hydrodissektion, Öffnung vorn<br>abgeflachte Spitze                              | SAUTTER<br><b>Hydrodissection Cannula</b><br>front opening<br>flattened tip                                   |  |  |
| <b>G-15250</b> | vertikal, 27 Gauge / 0,4 mm                                                                                             | vertikal, 27 gauge / 0.4 mm                                                                                   |  | <b>vertikal</b><br>vertical<br><b>G-15250</b><br><b>G-32166</b>                       |
| <b>G-32166</b> | vertikal, 26 Gauge / 0,45 mm                                                                                            | vertikal, 26 gauge / 0.45 mm                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>G-32167</b> | horizontal, 27 Gauge / 0,4 mm                                                                                           | horizontal, 27 gauge / 0.4 mm                                                                                 |                                                                                       | <b>horizontal</b><br><b>G-32167</b>                                                   |
| <b>G-32155</b> | <b>Luftkanüle</b><br>MODELL TÜBINGEN<br>30 Gauge / 0,3 mm                                                               | TÜBINGEN MODEL<br><b>Hydrodissection Cannula</b><br>30 gauge / 0.3 mm                                         |  |  |
| <b>G-15185</b> | <b>Luftkanüle</b><br>MODELL FRANKFURT<br>27 Gauge / 0,4 mm                                                              | FRANKFURT MODEL<br><b>Hydrodissection Cannula</b><br>27 gauge / 0.4 mm                                        |  |  |
| <b>G-31894</b> | <b>Hydrodissektionskanüle</b><br>MODELL JAPAN                                                                           | MODELL JAPAN<br><b>Hydrodissection Cannula</b>                                                                |  |  |

# Geuder® Kanülen, wiederverwendbar




## Cannulas, Reusable



|                    |                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G-31895            | <b>Hydrodissektionskanüle</b><br>horizontal abgeflachte Spitze<br>Öffnung vorn<br>24 Gauge / 0,6 x 20 mm       | <b>Hydrodissection Cannula</b><br>vertically flattened tip<br>front opening<br>24 gauge / 0.6 x 20 mm     |    |    |
| G-15252<br>G-15253 | <b>Hydrodissektionskanüle</b><br>n. SPIRIG<br>zur manuellen Kernfragmentation<br>rechts<br>links               | SPIRIG<br><b>Hydrodissection Cannula</b><br>for manual lens fragmentation<br>right<br>left                |    |    |
| G-16115            | <b>Spülschlingenkanüle</b><br>4 Öffnungen vorn<br>5 mm breite Spülschlinge<br>gebogen                          | <b>Irrigation Vectis Cannula</b><br>4 front ports<br>5 mm wide lens loop<br>curved                        |    |    |
| G-32759            | <b>Spülschlingenkanüle</b><br>kleines Modell<br>4 Öffnungen vorn<br>4 mm breite Spülschlinge<br>gebogen        | <b>Irrigation Vectis Cannula</b><br>small model<br>4 front ports<br>4 mm wide lens loop<br>curved         |  |  |
| G-31510            | <b>E.C. Expressorkanüle</b><br>n. KLÖCKNER<br>4 Öffnungen vorn<br>8 mm breite Spülschlinge<br>leicht gebogen   | KLÖCKNER<br><b>Expressor Cannula</b><br>4 front ports<br>8 mm wide lens loop<br>lightly curved            |  |  |
| G-31807            | <b>Healon/ Viscoelastika Kanüle</b><br>abgeflachte Spitze, 6 mm abgewinkelt<br>Rohr 30 mm<br>21 Gauge / 0,8 mm | <b>Healon / Viscoelastic Cannula</b><br>flattened tip, angled at 6 mm<br>30 mm shaft<br>21 gauge / 0.8 mm |  |  |
| G-22619            | <b>Trabekel-Saugkanüle</b><br>n. PH. JACOBI<br>13 mm abgewinkelt<br>24 Gauge / 0,6 mm                          | PH. JACOBI<br><b>Trabecular Aspiration Cannula</b><br>angled at 13 mm<br>24 gauge / 0.6 mm                |  |  |

|                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G-15188<br>G-15189 | <b>Kanüle für die Spültrabekulotomie</b><br>n. BURK<br>8 mm gebogene Spülsonde<br>30 Gauge / 0,3 mm                                    | <b>BURK</b><br><b>Irrigation Trabeculotomy Cannula</b><br>8 mm curved irrigation probe<br>30 gauge / 0.3 mm                                 |    |    |
|                    | rechts abgewinkelt<br>links abgewinkelt                                                                                                | angled right<br>angled left                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| G-33199            | <b>Sub-Tenon Injektionskanüle</b><br>n. NAGATA<br>für atraumatische Penetration und<br>Injektion von Anästhetikum<br>24 Gauge / 0,6 mm | <b>NAGATA</b><br><b>Sub-Tenon Injection Cannula</b><br>for atraumatic penetration and<br>injection of anesthetic agent<br>24 gauge / 0.6 mm |    |    |
| G-33205            | <b>Sub-Tenon Injektionskanüle</b><br>n. NAGATA<br>mit seitlichen Injektionsöffnungen<br>24 Gauge / 0,6 mm                              | <b>NAGATA</b><br><b>Sub-Tenon Injection Cannula</b><br>with additional lateral injection ports<br>24 gauge / 0.6 mm                         |    |    |
| G-15180            | <b>Spülkanüle</b><br>mit Knöpfchen, Durchmesser 0,75 mm<br>sehr fein<br>26 Gauge / 0,45 mm                                             | <b>Irrigation Cannula</b><br>bulbous tip, 0.75 mm diameter tip<br>extra delicate<br>26 gauge / 0.45 mm                                      |  |   |
| G-15230<br>G-15240 | <b>Spülkanüle</b><br>MODELL BONN<br>flache Spitze, Öffnung vorn<br><br>fein, 0,5 x 1,5 mm<br>mittel, 0,6 x 1,9 mm                      | <b>BONN MODEL</b><br><b>Irrigation Cannula</b><br>flattened tip, front opening<br><br>delicate, 0.5 x 1.5 mm<br>medium, 0.6 x 1.9 mm        |  |  |
| G-32760<br>G-32765 | <b>Spülkanüle</b><br>n. MÜLLER<br>J-förmig mit Sondenkopf<br>26 Gauge / 0,45 x 19 mm<br><br>links abgewinkelt<br>rechts abgewinkelt    | <b>MUELLER</b><br><b>Irrigation Cannula</b><br>J-shaped with probe tip<br>26 gauge / 0.45 x 19 mm<br><br>angled left<br>angled right        |  |  |
| G-16138            | <b>Spülkanüle</b><br>n. RENTSCH<br>J-förmig<br>10 mm abgewinkelt<br>26 Gauge / 0,45 x 24 mm                                            | <b>RENTSCH</b><br><b>Irrigation Cannula</b><br>J-shaped<br>angled at 10 mm<br>26 gauge / 0.45 x 24 mm                                       |  |  |

# Geuder<sup>®</sup> Kanülen, wiederverwendbar







## Cannulas, Reusable








|                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G-16106            | <b>Spül- und Saugkanüle</b><br>n. SIMCOE<br>doppelläufig, Saugöffnung 0,3 mm<br>Spülöffnung vorn<br>23 Gauge / 0,64 mm<br>mit Silikonschlauch und<br>Luer-Lock-Anschluss | SIMCOE<br><b>Irrigatio / Aspiration Cannula</b><br>dual shaft<br>0.3 mm diameter aspiration port<br>front opening irrigation port<br>23 gauge / 0.64 mm<br>with silicone tube and Luer-Lock hub |    |    |
| G-16120            | <b>Spül- und Saugkanüle Koaxial</b><br>gerade<br>Saugöffnung 0,4 mm<br>Infusionsrohr 18 Gauge / 1,2 mm                                                                   | <b>Irrigation / Aspiration Cannula Coaxial</b><br>straight<br>aspiration port 0.4 mm<br>infusion tube 18 gauge / 1.2 mm                                                                         |    |     |
| G-15225<br>G-15226 | <b>Absaugkanüle</b><br>leicht gebogen, Öffnung vorn<br><br>fein, 19 Gauge/ 1,1 mm<br>standard, 17 Gauge / 1,5 mm                                                         | <b>Aspiration Cannula</b><br>lightly curved, front opening<br><br>delicate, 19 gauge / 1.1 mm<br>standard, 17 gauge / 1.5 mm                                                                    |   |   |
| G-16125            | <b>Kapselpolierkanüle</b><br>n. KRATZ<br>2 mm abgewinkelt<br>Spitze halb aufgeraut<br>23 Gauge / 0,64 mm                                                                 | KRATZ<br><b>Capsule Polishing Cannula</b><br>angled at 2 mm<br>half-textured tip<br>23 gauge / 0.64 mm                                                                                          |  |  |
| G-16133            | <b>Saug- und Polierkanüle</b><br>n. TEPING<br>Saugöffnung unten 0,3 mm<br>Spitze halb aufgeraut, gebogen<br>23 Gauge / 0,64 mm                                           | TEPING<br><b>Aspiration Polishing Cannula</b><br>0.3 mm posterior port<br>half-textured tip, curved<br>23 gauge / 0.64 mm                                                                       |  |  |
| G-16130            | <b>Kapselpolierkanüle</b><br>Spitze halb aufgeraut, kugelförmig<br>18 Gauge / 1,2 mm                                                                                     | <b>Capsule Polishing Cannula</b><br>with half-textured ball tip<br>18 gauge / 1.2 mm                                                                                                            |  |  |
| G-16132            | <b>Kapselpolierkanüle</b><br>n. PAPST<br>Spitze 0,75 mm, aufgeraut halbkugelförmig, 25 Gauge / 0,5 mm                                                                    | PAPST<br><b>Capsule Polishing Cannula</b><br>0.75 mm hemisphere textured tip<br>25 gauge / 0.5 mm                                                                                               |  |  |

|         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G-32529 | <b>Kapselpolierkanüle</b><br>n. KYU<br>Spitze 2 mm scheibenförmig<br>aufgeraut<br>22 Gauge / 0,7 mm                                                        | KYU<br><b>Capsule Polishing Cannula</b><br>2 mm disc-shaped tip<br>textured<br>22 gauge / 0.7 mm                                          |    |    |
| G-32528 | <b>Kapselpolierkanüle</b><br>n. GREITE<br>Löffelspitze<br>aufgeraut<br>22 Gauge / 0,7 mm                                                                   | GREITE<br><b>Capsule Polishing Cannula</b><br>curette tip<br>textured<br>22 gauge / 0.7 mm                                                |    |    |
| G-32774 | <b>Saugkanüle</b><br>n. BRAUWEILER<br>13 mm abgewinkelt<br>abgeschrägte Öffnung 0,3 mm<br>Spitze aufgeraut<br>21 Gauge / 0,8 mm                            | BRAUWEILER<br><b>Aspiration Cannula</b><br>angled at 13 mm<br>textured polisher tip<br>0.3 mm beveled port<br>21 gauge / 0.8 mm           |   |    |
| G-32769 | <b>Saugkanüle</b><br>n. H.-R. KOCH<br>14 mm abgewinkelt<br>0,3-mm-Öffnung an der Vorderseite<br>halb aufgeraute, spatelförmige Spitze<br>21 Gauge / 0,8 mm | H.-R. KOCH<br><b>Aspiration Cannula</b><br>angled at 14 mm<br>0.3 mm anterior port<br>half-textured, spatulated tip<br>21 gauge / 0.8 mm  |  |  |
| G-32776 | <b>Spülkanüle</b><br>n. BRAUWEILER<br>12 mm abgewinkelt<br>Öffnung vorn<br>21 Gauge / 0,8 mm                                                               | BRAUWEILER<br><b>Irrigation Cannula</b><br>angled at 12 mm<br>front opening<br>21 gauge / 0.8 mm                                          |  |  |
| G-32772 | <b>Spülkanüle</b><br>n. BRAUWEILER<br>mit 0,8 mm Irisretraktor<br>und aufgerautem Kapselpolierer<br>Öffnung vorn<br>21 Gauge / 0,8 mm                      | BRAUWEILER<br><b>Irrigation Cannula</b><br>angled at 13 mm<br>textured 0.8 mm iris retractor and<br>capsule polisher<br>21 gauge / 0.8 mm |  |  |
| G-33909 | <b>LASIK-Kanüle</b><br>n. W. BAUER<br>doppelläufig<br>6 Öffnungen<br>zum Spülen von Flap und Stromabett<br>25 Gauge / 0,5 mm                               | W. BAUER<br><b>LASIK Cannula</b><br>double-armed<br>6 ports<br>for irrigation of the flap and stromal bed<br>25 gauge / 0.5 mm            |  |  |



# Geuder<sup>®</sup> Kanülen, wiederverwendbar


## Cannulas, Reusable

|                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G-33911                       | <b>LASIK-Spülkanüle</b><br>n. ZIRM<br>Spitze abgeflacht und aufgeraut<br>5 Spülöffnungen<br>20 Gauge / 0,9 mm                                    | ZIRM<br><b>LASIK Irrigation Cannula</b><br>flattened and textured tip<br>with 5 irrigation ports<br>20 gauge / 0.9 mm                                  |    |    |
|                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |
| G-15310                       | <b>Hornhaut-Spülkanüle</b><br>n. KRUMEICH<br>für die Big-Bubble-Technik bei DALK<br>12 mm abgewinkelt<br>Spülöffnung 0,2 mm<br>27 Gauge / 0,4 mm | KRUMEICH<br><b>Corneal Irrigation Cannula</b><br>for big bubble technique during DALK<br>angled at 12 mm<br>0.2 m irrigation port<br>27 gauge / 0.4 mm |    |    |
|                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |
| G-33050<br>G-33054<br>G-33053 | <b>Staubsaugerkanüle</b><br>Rohr 35 mm                                                                                                           | <b>Backflush Cannula</b><br>35 mm shaft                                                                                                                |   |    |
|                               | 20 Gauge / 0,9 mm                                                                                                                                | 20 gauge / 0.9 mm                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |
|                               | 23 Gauge / 0,6 mm                                                                                                                                | 23 gauge / 0.6 mm                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |
|                               | 25 Gauge / 0,5 mm                                                                                                                                | 25 gauge / 0.5 mm                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |
| G-33070                       | <b>Staubsaugerkanüle</b><br>Rohr 35 mm<br>Innendurchmesser 25 Gauge / 0,5 mm<br>Außendurchmesser 20 Gauge / 0,9 mm<br>verjüngte Spitze 3,5 mm    | <b>Backflush Cannula</b><br>35 mm shaft<br>inside diameter 25 gauge / 0.5 mm<br>outside diameter 20 gauge / 0.9 mm<br>3.5 mm tapered tip               |  |  |
|                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |
| G-33071                       | <b>Staubsaugerkanüle</b><br>Rohr 35 mm<br>seitliche Saugöffnung 0,5 mm<br>20 Gauge / 0,9 mm                                                      | <b>Backflush Cannula</b><br>35 mm shaft<br>0.5 mm side port<br>20 gauge / 0.9 mm                                                                       |  |  |
|                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |
| G-33073                       | <b>Staubsaugerkanüle</b><br>n. KAMPIK<br>Rohr 35 mm<br>Innendurchmesser 22 Gauge / 0,7 mm<br>Außendurchmesser 20 Gauge / 0,9 mm                  | KAMPIK<br><b>Backflush Cannula</b><br>35 mm shaft<br>inside diameter 22 gauge / 0.7 mm<br>outside diameter 20 gauge / 0.9 mm                           |  |  |
|                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |
| G-33075                       | <b>Staubsaugerkanüle</b><br>Rohr 35 mm<br>mit Silikonbürstchen 0,8 mm<br>20 Gauge / 0,9 mm                                                       | <b>Backflush Cannula</b><br>35 mm shaft<br>0.8 mm silicone brush<br>20 gauge / 0.9 mm                                                                  |  |  |
|                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |

|         |                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G-33077 | <b>Staubsaugerkanüle</b><br>Rohr 20 Gauge / 0,9 mm<br>Spitze 24 Gauge / 0,55 mm<br>verjüngte Spitze 7 mm,<br>3,5 mm abgewinkelt | <b>Backflush Cannula</b><br>20 gauge / 0.9 mm shaft<br>24 gauge / 0.55 mm tip<br>7 mm tapered tip,<br>angled at 3.5 mm |    |    |
|         | <b>Staubsaugeraufsatz</b><br>Rohr 35 mm                                                                                         | <b>Backflush Tip</b><br>35 mm shaft                                                                                    |    |    |
| G-37010 | 20 Gauge / 0,9 mm                                                                                                               | 20 gauge / 0.9 mm                                                                                                      |    |    |
| G-37011 | 23 Gauge / 0,6 mm                                                                                                               | 23 gauge / 0.6 mm                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| G-37012 | 25 Gauge / 0,5 mm                                                                                                               | 25 gauge / 0.5 mm                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| G-37015 | <b>Staubsaugeraufsatz</b><br>Rohr 35 mm<br>3 mm abgewinkelt<br>20 Gauge / 0,9 mm                                                | <b>Backflush Tip</b><br>35 mm shaft<br>angled at 3 mm<br>20 gauge / 0.9 mm                                             |    |    |
| G-37020 | <b>Staubsaugeraufsatz</b><br>Rohr 35 mm<br>Silikonbürstchen 0,8 mm<br>20 Gauge / 0,9 mm                                         | <b>Backflush Tip</b><br>35 mm shaft<br>0.8 mm silicone brush<br>20 gauge / 0.9 mm                                      |  |  |
| G-37025 | <b>Staubsaugeraufsatz</b><br>Rohr 35 mm<br>6 mm abgewinkelt<br>Silikonbürstchen 0,8 mm<br>20 Gauge / 0,9 mm                     | <b>Backflush Tip</b><br>35 mm shaft<br>angled at 6 mm<br>0.8 mm silicone brush<br>20 gauge / 0.9 mm                    |  |  |
| G-37035 | <b>Staubsaugeraufsatz</b><br>Rohr 35 mm<br>Silikonspitze 0,8 mm<br>20 Gauge / 0,9 mm                                            | <b>Backflush Tip</b><br>35 mm shaft<br>0.8 mm silicone tip<br>20 gauge / 0.9 mm                                        |  |  |

**Gaude** Kanülen, wiederverwendbar  
Cannulas, Reusable

|                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-37046</b> | <b>Staubsaugeraufsatz</b><br>n. KLEIN<br>Rohr 20 Gauge / 0,9 mm<br>Spitze 26 Gauge / 0,45 mm<br>verjüngte Spitze 2 mm<br>gesamte Rohrlänge 35 mm  | KLEIN<br><b>Backflush Tip</b><br>20 gauge / 0.9 mm shaft<br>26 gauge / 0.45 mm tip<br>2 mm tapered tip<br>overall length 35 mm      |  |  |
| <b>G-37080</b> | <b>Staubsaugeraufsatz</b><br>Rohr 35 mm<br>Rohr 20 Gauge / 0,9 mm<br>Spitze 23 Gauge / 0,6 mm<br>verjüngte Spitze 2 mm<br>gesamte Rohrlänge 35 mm | <b>Backflush Tip</b><br>35 mm shaft<br>20 gauge / 0.9 mm shaft<br>23 gauge / 0.6 mm tip<br>2 mm tapered tip<br>overall length 35 mm |  |  |

|         |                                                                                      |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         |    |                                                                                |
| G-31215 | <b>Bipolarpinzette</b><br>gerade, 100 mm<br>(nur im Autoklav sterilisierbar)         | <b>Bipolar Forceps</b><br>straight, 100 mm<br>(sterilizable in autoclave only) |
|         |    |                                                                                |
| G-31216 | <b>Bipolarpinzette</b><br>abgewinkelt, 100 mm<br>(nur im Autoklav sterilisierbar)    | <b>Bipolar Forceps</b><br>angled, 100 mm<br>(sterilizable in autoclave only)   |
|         |   |                                                                                |
| G-31218 | <b>Bipolarstift</b><br>Durchmesser 1,1 mm                                            | <b>Bipolar Handpiece</b><br>diameter 1.1 mm                                    |
| G-31219 | Durchmesser 0,9 mm                                                                   | diameter 0.9 mm                                                                |
|         |  |                                                                                |
| G-25030 | <b>Intraokulare Diathermiesonde</b><br>20 Gauge / 0,9 mm                             | <b>Intraocular Diathermy Probe</b><br>20 gauge / 0.9 mm                        |
| G-25032 | 23 Gauge / 0,64 mm                                                                   | 23 gauge / 0.64 mm                                                             |
| G-25034 | 25 Gauge / 0,5 mm                                                                    | 25 gauge / 0.5 mm                                                              |
|         |  |                                                                                |
| G-28220 | <b>Diathermie-Anschlusskabel</b>                                                     | <b>Diathermy Connection Cable</b>                                              |



|         | Biegbare Lasersonden<br>Laserstecker: Geuder, Zeiss, Alcon | Bending Laser Probes<br>Laser Connector: Geuder, Zeiss, Alcon |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| G-61501 | 20 G, VPE 10 Stück                                         | 20 G, 10 pcs. per box                                         |  |  |  |
| G-61531 | 23 G, VPE 10 Stück                                         | 23 G, 10 pcs. per box                                         |  |  |  |
| G-61551 | 25 G, VPE 10 Stück                                         | 25 G, 10 pcs. per box                                         |  |  |  |
| G-61571 | 27 G, VPE 10 Stück                                         | 27 G, 10 pcs. per box                                         |  |  |  |

|         | Biegbare Lasersonden<br>Laserstecker: Iridex <sup>®</sup> | Bending Laser Probes<br>Laser Connector: Index |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| G-61503 | 20 G, VPE 10 Stück                                        | 20 G, 10 pcs. per box                          |  |  |  |
| G-61533 | 23 G, VPE 10 Stück                                        | 23 G, 10 pcs. per box                          |  |  |  |
| G-61553 | 25 G, VPE 10 Stück                                        | 25 G, 10 pcs. per box                          |  |  |  |
| G-61573 | 27 G, VPE 10 Stück                                        | 27 G, 10 pcs. per box                          |  |  |  |



|         | Beleuchtete biegbare Lasersonden<br>Laserstecker: Geuder, Zeiss, Alcon | Illuminated Bending Laser Probes<br>Laser Connector: Geuder, Zeiss, Alcon |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| G-61505 | 20 G, VPE 10 Stück                                                     | 20 G, 10 pcs. per box                                                     |  |  |  |
| G-61535 | 23 G, VPE 10 Stück                                                     | 23 G, 10 pcs. per box                                                     |  |  |  |
| G-61555 | 25 G, VPE 10 Stück                                                     | 25 G, 10 pcs. per box                                                     |  |  |  |
| G-61575 | 27 G, VPE 10 Stück                                                     | 27 G, 10 pcs. per box                                                     |  |  |  |


|         | Beleuchtete biegbare Lasersonden<br>Laserstecker: Iridex <sup>®</sup> | Illuminated Bending Laser Probes<br>Laser Connector: Iridex <sup>®</sup> |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| G-61506 | 20 G, VPE 10 Stück                                                    | 20 G, 10 pcs. per box                                                    |  |  |  |
| G-61536 | 23 G, VPE 10 Stück                                                    | 23 G, 10 pcs. per box                                                    |  |  |  |
| G-61556 | 25 G, VPE 10 Stück                                                    | 25 G, 10 pcs. per box                                                    |  |  |  |
| G-61576 | 27 G, VPE 10 Stück                                                    | 27 G, 10 pcs. per box                                                    |  |  |  |




| Gerade Lasersonden<br>UNO Colorline<br>Laserstecker: Geuder, Zeiss, Alcon |                    | Straight Laser Probes<br>UNO Colorline<br>Laser Connector: Geuder, Zeiss, Alcon |  |    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G-61508                                                                   | 20 G, VPE 10 Stück | 20 G, 10 pcs. per box                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G-61538                                                                   | 23 G, VPE 10 Stück | 23 G, 10 pcs. per box                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G-61558                                                                   | 25 G, VPE 10 Stück | 25 G, 10 pcs. per box                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G-61578                                                                   | 27 G, VPE 10 Stück | 27 G, 10 pcs. per box                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Gerade Lasersonden<br>UNO Colorline<br>Laserstecker: Iridex® |                    | Straight Laser Probes<br>UNO Colorline<br>Laser Connector: Iridex® |  |    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G-61601                                                      | 20 G, VPE 10 Stück | 20 G, 10 pcs. per box                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G-61631                                                      | 23 G, VPE 10 Stück | 23 G, 10 pcs. per box                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G-61651                                                      | 25 G, VPE 10 Stück | 25 G, 10 pcs. per box                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G-61671                                                      | 27 G, VPE 10 Stück | 27 G, 10 pcs. per box                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Gebogene Lasersonden<br>UNO Colorline<br>Laserstecker: Geuder, Zeiss, Alcon |                    | Curved Laser Probes<br>UNO Colorline<br>Laser Connector: Geuder, Zeiss, Alcon |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G-61509                                                                     | 20 G, VPE 10 Stück | 20 G, 10 pcs. per box                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G-61539                                                                     | 23 G, VPE 10 Stück | 23 G, 10 pcs. per box                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G-61559                                                                     | 25 G, VPE 10 Stück | 25 G, 10 pcs. per box                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G-61579                                                                     | 27 G, VPE 10 Stück | 27 G, 10 pcs. per box                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Gebogene Lasersonden<br>UNO Colorline<br>Laserstecker: Iridex® |                    | Curved Laser Probes<br>UNO Colorline<br>Laser Connector: Iridex® |  |    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G-61603                                                        | 20 G, VPE 10 Stück | 20 G, 10 pcs. per box                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G-61633                                                        | 23 G, VPE 10 Stück | 23 G, 10 pcs. per box                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G-61653                                                        | 25 G, VPE 10 Stück | 25 G, 10 pcs. per box                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G-61673                                                        | 27 G, VPE 10 Stück | 27 G, 10 pcs. per box                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |




**Einmal-Lichtleiter S**  
**UNO Colorline**  
Spot, steril

**Single-Use Fiber Optic S**  
**UNO Colorline**  
spot, sterile

G-46021 **20 G**, VPE 6 Stück  
G-46321 **23 G**, VPE 6 Stück  
G-46521 **25 G**, VPE 6 Stück

**20 G**, 6 pcs.per box  
**23 G**, 6 pcs.per box  
**25 G**, 6 pcs.per box



**UNO**  
COLORLINE



**Einmal-Lichtleiter W**  
**UNO Colorline**  
Weitwinkel, steril

**Single-Use Fiber Optic W**  
**UNO Colorline**  
wide angle, sterile

G-46022 **20 G**, VPE 6 Stück  
G-46322 **23 G**, VPE 6 Stück  
G-46522 **25 G**, VPE 6 Stück

**20 G**, 6 pcs.per box  
**23 G**, 6 pcs.per box  
**25 G**, 6 pcs.per box



**UNO**  
COLORLINE



**Einmal-Lichtleiter WA**  
**UNO Colorline**  
Weitwinkel, abgeschirmt, steril

**Single-Use Fiber Optic WS**  
**UNO Colorline**  
wide angle, shielded, sterile

G-46023 **20 G**, VPE 6 Stück  
G-46323 **23 G**, VPE 6 Stück  
G-46523 **25 G**, VPE 6 Stück

**20 G**, 6 pcs.per box  
**23 G**, 6 pcs.per box  
**25 G**, 6 pcs.per box



**UNO**  
COLORLINE



G-34350 **Einmal-Chandelier-Lichtleiter W**  
**UNO Colorline**  
**25 G**  
25 Gauge / 0,5 mm  
Chandelier Weitwinkel mit  
verstellbarem Stopper  
VPE 5 Stück, steril

**Single-Use Chandelier Fiber Optic W**  
**UNO Colorline**  
**25 G**  
25 gauge / 0.5 mm  
Chandelier wide angle  
with adjustable stopper  
5 pcs. per box, sterile



|                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G-46311<br>G-46511 | <b>Einmal-Trokarsystem One-Step UNO Colorline</b><br>n. HATTENBACH/ NIKOLIC<br>3 Ports für One-Step-Technik,<br>inkl. Infusionsschlauch, steril                      | HATTENBACH/ NIKOLIC<br><b>Single-Use Trocar System One-Step UNO Colorline</b><br>3 ports for one-step technique,<br>incl. infusion tubing, sterile                           | <br>     | <br>     |
|                    | <b>23 G</b> , VPE 6 Sets<br><b>25 G</b> , VPE 6 Sets                                                                                                                 | <b>23 G</b> , 6 sets per box<br><b>25 G</b> , 6 sets per box                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| G-S03503           | <b>Einmal-Flachkopftrokar One-Step UNO Colorline blau</b><br>n. HATTENBACH<br><b>25 G</b> , 25 Gauge / 0,5mm,<br>1 Port für One-Step-Technik,<br>VPE 6 Stück, steril | HATTENBACH<br><b>Single-Use Flat Head Trocar One-Step UNO Colorline blue</b><br><b>25 G</b> , 25 gauge / 0.5mm,<br>1 port for one-step-technique,<br>6 psc. per box, sterile | <br>     | <br>     |
| G-46311<br>G-46511 | <b>Einmal-Trokarsystem One-Step UNO Colorline</b><br>n. HATTENBACH/ NIKOLIC<br>3 Ports für One-Step-Technik,<br>inkl. Infusionsschlauch, steril                      | HATTENBACH/ NIKOLIC<br><b>Single-Use Trocar System One-Step UNO Colorline</b><br>3 ports for one-step technique,<br>incl. infusion tubing, sterile                           | <br> | <br> |
|                    | <b>23 G</b> , VPE 6 Sets<br><b>25 G</b> , VPE 6 Sets                                                                                                                 | <b>23 G</b> , 6 sets per box<br><b>25 G</b> , 6 sets per box                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |



G-28125

Bedienungsstift

für megaTRON,  
megaTRON S3/ S4 HPS,  
sterilisierbar

Control Stick

for megaTRON,  
megaTRON S3/ S4 HPS,  
sterilizable

Maßstab

Scale

4:5



G-30315

Memory Stick


zur Datensicherung für  
megaTRON S3/ S4 HPS

Memory Stick

for data backup,  
megaTRON S3/ S4 HPS

Beispiel

Example



G-30330

Staubfilter

für megaTRON S3/ S4 HPS  
VPE 10 Stück, steril

Dust Filter

for megaTRON S3/ S4 HPS  
10 pcs. per box, sterile

ⓧ

## Geuder® Sterilisationscontainer und Adapter

### Sterilization Containers and Adapters

G-39745

**microStop®**

**Container flach**

für eine Siebschale

Außenmaße

310 x 189 x 70 mm

Innenmaße

283 x 177 x 50 mm

**microStop®**

**Sterilization Container Low**

for one tray

outside dimensions

310 x 189 x 70 mm

inside dimensions

283 x 177 x 50 mm



G-39750

**microStop®**

**Container hoch**

für zwei Siebschalen

Außenmaße

310 x 189 x 90 mm

Innenmaße

283 x 177 x 70 mm

**microStop®**

**Sterilization Container High**

for two trays

outside dimensions

310 x 189 x 90 mm

inside dimensions

283 x 177 x 70 mm



# Geuder® Sterilisationscontainer und Adapter

## Sterilization Containers and Adapters

**microStop®**  
**Siebtray mini**  
 29 mm, flach  
 Größe: 277 x 172 x 29 mm

G-39783  
 G-39786

**microStop®**  
**Sterilization Tray mini**  
 29 mm, low  
 size: 277 x 172 x 29 mm

without lid  
 with lid



**microStop®**  
**Siebtray mini**  
 38 mm, hoch  
 Größe: 277 x 172 x 38 mm

G-39785  
 G-39784

**microStop®**  
**Sterilization Tray mini**  
 38 mm, high  
 size: 277 x 172 x 38 mm


without lid  
 with lid



G-39787

**microStop®**  
**Deckel Siebtray mini**  
 Größe: 277 x 172 mm  
 passend für G-39783  
 und G-39785

**microStop®**  
**Sterilization Tray Lid mini**  
 size: 277 x 172 mm  
 for G-39783  
 and G-39785



**microStop®**  
**Fixierelement**  
 für MicroStop® Siebtray Mini  
 Noppenfüß, 120 mm  
 teilbar in 6 Einzelelemente

G-39782  
 G-39789

**microStop®**  
**Retainer Element**  
 for microStop® tray mini  
 nap Style, 120 mm  
 separable into 6 single elements

29 mm, flach  
 38 mm, hoch



G-39788

**microStop®**  
**Clip für Fixierelemente**  
 G-39782 und G-39789  
 VPE 10 Stück



**microStop®**  
**Clip for Retainer Element**  
 G-39782 and G-39789  
 10 pcs. per bag



|                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G-39741                       | <b>microStop®<br/>Kennzeichnungsschild</b><br>für Deckel,<br>Beschriftung nach Wunsch                                                                                     | <b>microStop®<br/>Label</b><br>for lid,<br>customized labeling                                                                              |    |
| G-39746                       | <b>microStop®<br/>Kennzeichnungsschild</b><br>für Vorderseite,<br>Beschriftung nach Wunsch                                                                                | <b>microStop®<br/>ID Label</b><br>for front,<br>customized labeling                                                                         |    |
| G-39753<br>G-39754<br>G-39755 | <b>microStop®<br/>Logistik-Rähmchen</b><br>in Verbindung mit Kennzeichnungs-<br>schildern für Deckel<br><br>Farbe: <b>rot</b><br>Farbe: <b>blau</b><br>Farbe: <b>grün</b> | <b>microStop®<br/>Logistic Frame</b><br>for lid<br>to use with labels<br><br>color: <b>red</b><br>color: <b>blue</b><br>color: <b>green</b> |   |
| G-39762                       | <b>microStop®<br/>Plombe</b><br>mit Indikator<br>VPE 1000 Stück                                                                                                           | <b>microStop®<br/>Seal</b><br>with indicator<br>1000 pcs. per box                                                                           |  |
| G-39764                       | <b>microStop®<br/>Protokollkärtchen</b><br>mit Indikator<br>VPE 1000 Stück                                                                                                | <b>microStop®<br/>Tag</b><br>with indicator<br>1000 pcs. per box                                                                            |  |
| G-31647                       | <b>Plombe</b><br>für Dampfsterilisierbehälter<br>VPE 1000 Stück                                                                                                           | <b>Safety Seal</b><br>for steam sterilization cases<br>1000 pcs. per box                                                                    |  |

# Geuder® Sterilisationscontainer und Adapter

## Sterilization Containers and Adapters

|                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-33100</b> | <b>Sterilisieretui</b><br>für ein Vitrektomieinstrument oder<br>Diamantmesser,<br>Kunststoff, mit 2 Stegen<br>(Dampfsterilisation)<br>Außenmaße<br>195 x 60 x 25 mm | <b>Sterilization Case</b><br>for one vitreoretinal instrument or<br>diamond knife<br>plastic, with 2 bridges<br>(steam sterilization)<br>outside dimensions<br>195 x 60 x 25 mm |    |
| <b>G-33101</b> | <b>Sterilisieretui</b><br>Kunststoff, mit Noppenmatte<br>(Dampfsterilisation)<br>Außenmaße<br>195 x 60 x 25 mm                                                      | <b>Sterilization Case</b><br>plastic, with burl mat<br>(steam sterilization)<br>outside dimensions<br>195 x 60 x 25 mm                                                          |    |
| <b>G-33102</b> | <b>Sterilisieretui</b><br>Kunststoff, mit Noppenmatte<br>(Dampfsterilisation)<br>Außenmaße<br>200 x 110 x 28 mm                                                     | <b>Sterilization Case</b><br>vplastic, with burl mat<br>(steam sterilization)<br>outside dimensions<br>200 x 110 x 28 mm                                                        |  |

G-39527

**Sterisafe® Duro A4 Plus**

Sterilisierkasten für die Dampf-, Gas- (EO, F0) und Plasmasterilisation ohne Innenleben

Außenmaße

290 x 190 x 70 mm

Innenmaße

265 x 165 x 60 mm

**Sterisafe® Duro A4 Plus**

container for steam, gas (EO, F0) and plasma sterilization without trays and strips

outside dimensions

290 x 190 x 70 mm

inside dimensions

265 x 165 x 60 mm



G-39525

**Sterisafe® Duro A4**

Sterilisierkasten für die Dampf-, Gas- (EO, F0) und Plasmasterilisation

Außenmaße

290 x 190 x 60 mm

Innenmaße

265 x 165 x 49 mm

**Sterisafe® Duro A4**

container for steam, gas (EO, F0) and plasma sterilization

outside dimensions

290 x 190 x 60 mm

inside dimensions

265 x 165 x 49 mm



G-39528

**Sterisafe® Duro A6**

Sterilisierkasten für die Dampf-, Gas- (EO, F0) und Plasmasterilisation

Außenmaße

190 x 110 x 60 mm

Innenmaße

165 x 92 x 49 mm

**Sterisafe® Duro A6**

container for steam, gas (EO, F0) and plasma sterilization

outside dimensions

190 x 110 x 60 mm

inside dimensions

165 x 92 x 49 mm



G-39543

**Sterisafe® Duro Siebkorb A4-30 hoch**

Außenmaße

260 x 163 x 30 mm

Innenmaße

249 x 157 x 23 mm

**Sterisafe® Duro Wire Basket A4-30**

outside dimensions

260 x 163 x 30 mm

inside dimensions

249 x 157 x 23 mm



G-39565

**Set für Sterisafe® Duro A4, A4+**  
bestehend aus

2x Langzeitfiltern (G-39501)

2x Datumseinsätzen (G-39501)

**Set for Sterisafe® Duro A4, A4+**  
consisting of

2x long term filter and (G-39501)

2x date inserts (G-39501)



G-39566

**Set für Sterisafe® Duro A6**

Bestehend aus:

2 Langzeitfiltern (G-39511)

2 Datumseinsätzen (G-39530)

**Set for Sterisafe® Duro A6**

consisting of:

2 long term filter (G-39511) and

2 date inserts (G-39530)



# Geuder® Sterilisationscontainer und Adapter

## Sterilization Containers and Adapters

G-39541

**Sterisafe® Duro**  
**Siebschale A4-15 flach**

Außenmaße  
260 x 163 x 15 mm  
Innenmaße  
249 x 157 x 11 mm

**Sterisafe® Duro**  
**Wire Basket A4-15**  
outside dimensions  
260 x 163 x 15 mm  
inside dimensions  
249 x 157 x 11 mm



G-39542

**Sterisafe® Duro**  
**Siebschale A4-30 hoch**

Außenmaße  
260 x 163 x 30 mm  
Innenmaße  
249 x 157 x 26 mm

**Sterisafe® Duro**  
**Wire Basket A4-30**  
outside dimensions  
260 x 163 x 30 mm  
inside dimensions  
249 x 157 x 26 mm



G-39549

**Sterisafe® Duro**  
**Siebkorb A6-30**

Außenmaße  
162 x 90 x 30 mm  
Innenmaße  
156 x 80 x 23 mm

**Sterisafe® Duro**  
**Wire Basket A6-30**  
outside dimensions  
162 x 90 x 30 mm  
inside dimensions  
156 x 80 x 23 mm



G-39548

**Sterisafe® Duro**  
**Siebschale A6-15**

Außenmaße  
162 x 90 x 15 mm  
Innenmaße  
156 x 80 x 11 mm

**Sterisafe® Duro**  
**Wire Basket A6-15**  
outside dimensions  
162 x 90 x 15 mm  
inside dimensions  
156 x 80 x 11 mm



**G-39561**

**Sterisafe®**

**Fixierleiste 75**

gefedert, aus Silikon  
für Sterisafe® Duro  
A4 und A6  
Länge 75 mm  
VPE 5 Stück

**Sterisafe®**

**Retainer Strip 75**

spring-suspended, silicone  
for Sterisafe® Duro  
A4 and A6  
length 75 mm  
5 pcs. per box



**G-39562**

**Sterisafe®**

**Fixierleiste 145**

gefedert, aus Silikon  
für Sterisafe® Duro  
A4 und A6  
Länge 145 mm  
VPE 5 Stück

**Sterisafe®**

**Retainer Strip 145**

spring-suspended, silicone  
for Sterisafe® Duro  
A4 and A6  
length 145 mm  
5 pcs. per box



**G-39563**

**Sterisafe®**

**Fixierleiste 230**

gefedert, aus Silikon  
für Sterisafe® Duro  
A4 und A6  
Länge 230 mm  
VPE 5 Stück





**Sterisafe®**

**Retainer Strip 230**

spring-suspended, silicone  
for Sterisafe® Duro  
A4 and A6  
length 230 mm  
5 pcs. per box



Geuder
Sterilisationscontainer und Adapter
Sterilization Containers and Adapters

|                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>G-39501</div> <div>G-39511</div> </div> | <div> <div>Sterisafe® Filter</div> <div>A4 VPE 10 Stück</div> <div>A6 VPE 10 Stück</div> </div>                                | <div> <div>Sterisafe® Filter</div> <div>A4 10 pcs. per box</div> <div>A6 10 pcs. per box</div> </div>                            | <div>  </div>   |
| <div> <div>G-39530</div> </div>                    | <div> <div>Sterisafe® Filter-Einsatz</div> <div>Verfallsdatum</div> <div>VPE 10 Stück</div> </div>                             | <div> <div>Sterisafe® Filter Tag</div> <div>Expiration Date</div> <div>10 pcs. per box</div> </div>                              | <div>  </div>   |
| <div> <div>G-39535</div> </div>                    | <div> <div>Siegel-Etikett</div> <div>mit Farbindikator und</div> <div>Beschriftungsfeld</div> <div>VPE 2000 Stück</div> </div> | <div> <div>Seal/ Label</div> <div>seal with color indicator</div> <div>and blank label</div> <div>2000 pcs. per box</div> </div> | <div>  </div>   |
| <div> <div>G-39564</div> </div>                    | <div> <div>Etikettenuniversalhalter</div> <div>für Sterisafe® Duro</div> <div>VPE 2 Stück</div> </div>                         | <div> <div>Universal Label Holder</div> <div>forSterisafe® Duro</div> <div>2 pcs. per box</div> </div>                           | <div>  </div> |
| <div> <div>G-39540</div> </div>                    | <div> <div>Sicherungsplombe</div> <div>VPE 100 Stück</div> </div>                                                              | <div> <div>Security Seal</div> <div>100 pcs. per box</div> </div>                                                                | <div>  </div>  |
| <div> <div>G-39502</div> <div>G-39512</div> </div> | <div> <div>Sterisafe®</div> <div>Silikon-Noppenplatte</div> <div>A4</div> <div>A6</div> </div>                                 | <div> <div>Sterisafe®</div> <div>Silicone Burl Mat</div> <div>A4</div> <div>A6</div> </div>                                      | <div>  </div>  |

**G-39544**

**Spülleiste für Siebkörbe**

inkl. 4 Silikonschläuche

2x Luer-Adapter männlich  
2x Luer-Lock-Adapter weiblich  
und 2 Schrauben

**Rinsing Adapter for Wire Baskets**

including 4 silicone tubings

2x male Luer adapters  
2x female Luer-Lock adapters  
and 2 screws



**G-39557**

**Silikonschläuche für G-39544**

Set aus 4 Stück

2x Luer-Adapter männlich  
2x Luer-Lock-Adapter weiblich  
VPE 10 Sets

**Silicone Tubings for G-39544**

Set of 4 pcs.

2x Luer-Lock male  
2x female Luer-Lock adapters  
10 sets per box



**G-31028**

**Reinigungsadapter**

für Ultraschall-Handgriffe  
(Irrigationsanschluss)  
Luer weiblich/ männlich

**Cleaning Adapter**

for ultrasonic handpieces  
(irrigation connector)  
Luer female/ male



**G-31029**

**Reinigungsadapter**

für Ultraschall-Handgriffe  
(Aspirationsanschluss)  
Luer weiblich/ weiblich

**Cleaning Adapter**

for ultrasonic handpieces  
(aspiration connector)  
Luer female/ female



**G-31021**

**Reinigungsadapter**

für Ultraschall-Spitzen

**Cleaning Adapter**

for ultrasonic tips



**G-22636**

**Adapter**

für I/A-Handgriffe  
n. PAPST  
leichtes Modell

**PAPST**

**Adapter**

for I/A handpiece  
light model



# Geuder® Sterilisationscontainer und Adapter

## Sterilization Containers and Adapters

|                |                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-31025</b> | <b>Metalladapter</b><br>zur Reinigung von Spül-<br>und Saughandgriffen<br>Luer-Lock weiblich/ weiblich                              | <b>Cleaning Adapter</b><br>metal<br>for cleaning I/A handpieces<br>Luer-Lock female/ female                                   |   |
| <b>G-31026</b> | <b>Reinigungsadapter</b><br>Kunststoff<br>zur Reinigung von Spül-<br>und Saughandgriffen<br>Luer-Lock weiblich/ weiblich            | <b>Cleaning Adapter</b><br>plastic<br>for cleaning I/A<br>handpieces<br>Luer-Lock female/ female                              |   |
| <b>G-31022</b> | <b>Reinigungsadapter</b><br>für Staubsaugeraufsätze<br>G-37010, G-37080                                                             | <b>Cleaning Adapter</b><br>for G-37010, G-37080                                                                               |   |
| <b>G-31031</b> | <b>Reinigungsadapter</b><br>für Aspirationshandgriffe<br>G-37100 und G-37105<br>Luer-Lock weiblich/ Silikonschlauch<br>2,1 x 1,0 mm | <b>Cleaning Adapter</b><br>for aspiration handpiece<br>G-37100 and G-37105<br>Luer-Lock female/ silicone tube<br>2.1 x 1.0 mm |   |
| <b>G-31018</b> | <b>Reinigungsadapter</b><br>für PFCL-Kanüle G-33055<br>Luer-Lock weiblich/ Silikonschlauch                                          | <b>Cleaning Adapter</b><br>for PFCL-cannula G-33055<br>Luer-Lock female/ silicone tube                                        |  |
| <b>G-31014</b> | <b>Reinigungsadapter</b><br>für Kanülen G-33057<br>und G-33059<br>Luer-Lock weiblich                                                | <b>Cleaning Adapter</b><br>for cannulas G-33057<br>and G-33059<br>Luer-Lock female                                            |  |



## Verzeichnis der Artikelnummern

|             |            |
|-------------|------------|
| <b>G-15</b> |            |
| 15141       | 43         |
| 15151       | 43         |
| 15161       | 43         |
| 15170       | 44         |
| 15180       | 47         |
| 15185       | 45         |
| 15188       | 47         |
| 15189       | 47         |
| 15190       | 43         |
| 15195       | 43         |
| 15200       | 45         |
| 15225       | 48         |
| 15226       | 48         |
| 15230       | 47         |
| 15240       | 47         |
| 15250       | 45         |
| 15252       | 46         |
| 15253       | 46         |
| 15270       | 44         |
| 15271       | 44         |
| 15272       | 44         |
| 15273       | 44         |
| 15275       | 45         |
| 15310       | 50         |
| 15357       | 45         |
| 15375       | 44         |
| 15376       | 44         |
| 15377       | 44         |
| <b>G-16</b> |            |
| 16105       | 45         |
| 16106       | 48         |
| 16115       | 46         |
| 16120       | 48         |
| 16125       | 48         |
| 16130       | 48         |
| 16132       | 48         |
| 16133       | 48         |
| 16138       | 47         |
| <b>G-19</b> |            |
| 19865       | 64         |
| 19866       | 64         |
| 19867       | 64         |
| 19870       | 63         |
| 19899       | 64         |
| <b>G-22</b> |            |
| 22092       | 25         |
| 22100       | 23         |
| 22101       | 23         |
| 22102       | 23         |
| 22106       | 23         |
| 22107       | 23         |
| 22540       | 27         |
| 22619       | 46         |
| 22632       | 24         |
| 22633       | 24         |
| 22636       | 67         |
| <b>G-23</b> |            |
| 23991       | 34         |
| <b>G-24</b> |            |
| 24040       | 19         |
| 24041       | 19         |
| 24046       | 16, 18     |
| 24047       | 16, 18     |
| 24048       | 17, 18     |
| 24049       | 17, 18     |
| 24050       | 19         |
| 24051       | 18, 19     |
| 24055       | 19         |
| 24056       | 19         |
| 24060       | 19         |
| 24061       | 19         |
| 24065       | 19         |
| 24070       | 19         |
| 24100       | 26, 27     |
| 24101       | 19         |
| 24104       | 19         |
| 24110       | 19         |
| 24111       | 19         |
| 24112       | 16, 17, 18 |
| 24122       | 16, 17, 18 |
| 24299       | 20         |
| 24303       | 20         |
| 24306       | 21         |
| 24307       | 21         |
| 24310       | 19         |
| 24311       | 18, 26     |
| 24313       | 19         |
| 24314       | 18, 26     |
| 24315       | 19         |
| 24318       | 26         |
| 24330       | 27         |
| 24332       | 26         |
| 24347       | 16         |
| 24351       | 20         |
| 24352       | 20         |
| 24353       | 21         |
| 24354       | 21         |
| 24360       | 16, 18     |

## Numerical Index

|             |        |
|-------------|--------|
| 24361       | 16     |
| 24362       | 16, 18 |
| 24363       | 16     |
| 24364       | 17, 18 |
| 24365       | 17     |
| 24366       | 17, 18 |
| 24367       | 17     |
| 24418       | 26     |
| 24430       | 26, 27 |
| 24432       | 26     |
| 24435       | 26, 27 |
| 24440       | 26, 27 |
| <b>G-25</b> |        |
| 25030       | 53     |
| 25032       | 53     |
| 25034       | 53     |
| <b>G-26</b> |        |
| 26033       | 9      |
| 26500       | 9      |
| 26501       | 9      |
| 26502       | 9      |
| 26503       | 9      |
| <b>G-28</b> |        |
| 28125       | 58     |
| 28220       | 53     |
| 28431       | 15     |
| 28640       | 12     |
| 28650       | 12     |
| 28655       | 12     |
| 28764       | 36     |
| 28766       | 35     |
| 28767       | 35     |
| 28768       | 35     |
| <b>G-30</b> |        |
| 30114       | 13     |
| 30116       | 13     |
| 30118       | 13     |
| 30146       | 34     |
| 30161       | 14     |
| 30315       | 58     |
| 30330       | 58     |
| 30450       | 15     |
| 30543       | 8      |
| 30544       | 8      |
| 30545       | 8      |
| 30546       | 8      |
| 30745       | 36     |
| <b>G-31</b> |        |
| 31014       | 68     |
| 31018       | 68     |
| 31021       | 18, 67 |
| 31022       | 68     |
| 31025       | 68     |
| 31026       | 68     |
| 31028       | 67     |
| 31029       | 67     |
| 31031       | 68     |
| 31215       | 53     |
| 31216       | 53     |
| 31218       | 53     |
| 31219       | 53     |
| 31355       | 45     |
| 31510       | 46     |
| 31520       | 34     |
| 31647       | 61     |
| 31649       | 62     |
| 31659       | 64     |
| 31670       | 69     |
| 31807       | 46     |
| 31891       | 37     |
| 31894       | 45     |
| 31895       | 46     |
| <b>G-32</b> |        |
| 32011       | 23     |
| 32012       | 23     |
| 32015       | 28     |
| 32016       | 24     |
| 32018       | 24     |
| 32019       | 24     |
| 32155       | 46     |
| 32166       | 45     |
| 32167       | 45     |
| 32528       | 49     |
| 32529       | 49     |
| 32600       | 44     |
| 32605       | 44     |
| 32660       | 63     |
| 32675       | 63     |
| 32676       | 63     |
| 32677       | 63     |
| 32695       | 64     |
| 32697       | 36     |
| 32698       | 42     |
| 32699       | 42     |
| 32759       | 46     |
| 32760       | 47     |
| 32765       | 47     |
| 32769       | 49     |

32771 28  
32772 49  
32773 28  
32774 49  
32776 49  
32785 63

---

**G-33**

33050 50  
33051 42  
33052 42  
33053 50  
33054 50  
33055 42, 71  
33056 42  
33057 42, 71  
33060 37  
33065 37  
33066 37  
33070 50  
33071 50  
33073 50  
33075 50  
33077 50  
33100 62  
33101 62  
33102 62  
33135 43  
33160 44  
33170 44  
33175 44  
33180 44  
33197 44  
33198 44  
33199 47  
33208 47  
33468 34  
33469 34  
33488 34  
33489 34  
33909 49  
33910 50  
33911 50

---

**G-34**

34210 38  
34215 38  
34220 38  
34225 38  
34230 38  
34235 39  
34240 39  
34245 39  
34246 39  
34255-1 40  
34261 39

34270 39  
34271 39  
34275 40  
34280-1 40  
34285 41  
34290 38  
34291 40  
34292 41  
34293 41  
34294 41  
34295 41  
34296 40  
34297 41  
34298 41  
34299 40  
34350 56  
34400 22  
34493 38  
34494 38  
34495 38  
34496 38  
34497 38  
34498 38  
34500 39  
34501 40

---

**G-37**

37010 51, 71  
37011 51  
37012 51  
37015 51  
37020 51  
37025 51  
37035 51  
37046 52  
37065 52  
37080 52, 71  
37390 42

---

**G-38**

38602 25  
38632 25

---

**G-39**

39501 63, 66  
39502 66  
39505 69  
39506 69  
39511 63, 66  
39512 66  
39514 69  
39525 63  
39527 63  
39528 63  
39530 63, 66  
39535 66

39540 66  
39541 64  
39542 64  
39543 63  
39544 67  
39548 64  
39549 64  
39557 67  
39561 65  
39562 65  
39563 65  
39564 66  
39565 63  
39566 63  
39741 61  
39745 59  
39746 61  
39750 59  
39753 61  
39754 61  
39755 61  
39762 61  
39764 61  
39782 60  
39783 60  
39784 60  
39785 60  
39786 60  
39787 60  
39788 60  
39789 60

---

**G-42**

42001 30

---

**G-46**

46021 56  
46022 56  
46023 56  
46301 30  
46302 31  
46304 32  
46311 57  
46321 56  
46322 56  
46323 56  
46502 31  
46504 32  
46511 57  
46521 56  
46522 56  
46523 56

---

**G-60**

60000 7  
60001 7

60004 7  
60510 9  
60600 11  
60680 11  
60700 14

---

**G-61**

61100 10  
61101 10  
61102 10  
61103 10  
61107 8  
61108 10  
61501 54  
61503 54  
61505 54  
61506 54  
61508 55  
61509 55  
61531 54  
61533 54  
61535 54  
61536 54  
61539 55  
61551 54  
61553 54  
61555 54  
61556 54  
61558 55  
61559 55  
61571 54  
61573 54  
61575 54  
61576 54  
61578 55  
61579 55  
61601 55  
61603 55  
61631 54  
61633 55  
61651 55  
61653 55  
61671 55  
61673 55

---

**G-70**

70005 8  
70007 8

---

**G-80**

80975 40

---

**G-S**

S03384 19  
S03503 57

UNO Colorline®, Megatron®, endoTRON® und MACH2 sind eingetragene Marken der Geuder AG. Sterisafe® ist eine eingetragene Marke der Savuna GmbH & Co. KG. microStop® ist eine eingetragene Marke der Gebrüder Martin GmbH & Co. KG. IRIDEX® ist eine eingetragene Marke der IRIDEX Corporation. ACCURUS® ist eine eingetragene Marke der Alcon Laboratories, Inc. Pentasys® ist eine eingetragene Marke der Fritz RUCK Ophthalmologische Systeme GmbH. Millennium® ist eine eingetragene Marke der MBI Millennium Biomedical, Inc. EasyGas® und Densiron® sind eingetragene Marken der Fluoron GmbH

UNO Colorline®, Megatron®, endoTRON® and MACH2 are registered trademarks of Geuder AG. Sterisafe® is a registered trademark of SAVUNA GmbH & Co. KG. microStop® is a registered trademark of Gebrüder Martin GmbH & Co. KG. IRIDEX® is a registered trademark of IRIDEX Corporation. ACCURUS® is a registered trademark of Alcon Laboratories, Inc. Pentasys® is a registered trademark of Fritz RUCK Ophthalmologische Systeme GmbH. Millennium® is a registered trademark of MBI Millennium Biomedical, Inc. EasyGas® and Densiron® are registered trademarks of Fluoron GmbH







